



CARLO Alu

Modell Comfort EP 185

Das ideale Hilfsmittel zum sicheren und mühelosen Heben,
Umlagern und Transfer Ihrer pflegebedürftigen Bewohner

CARLO Alu, Modell Comfort EP 185

bietet ein Maximum an Sicherheit und Komfort ...





Gurtbügel mit elektrischem Positioniersystem (EPS) und Anti-Rotationsmechanismus (ARM) ...

Das **elektrische Positioniersystem (EPS)** des CARLO Alu, Comfort EP 185, ermöglicht der Pflegekraft den Bewohner mühelos, genau und ohne Kraftaufwand in der Sitz- oder Liegeposition zu positionieren und dabei immer in direkten Kontakt zu ihm zu stehen. So kann sie sich voll dem Bewohner widmen, ihm ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit vermitteln und dabei gleichzeitig eine ergonomische Arbeitshaltung beibehalten. Der Bewohner kann problemlos von einer Sitz- in eine Liegeposition und umgekehrt geschwenkt werden und optimal im Bett oder über der Toilette positioniert werden. Besonders in der Liegeposition erfährt der Bewohner hierbei eine spürbare Druckentlastung der Beine.

Der zum Patent angemeldete **Anti-Rotationsmechanismus (ARM)** des Gurtbügels verhindert ein ungewolltes Rotieren des Bügels während des Transfers und reduziert verunsichernde Schwing- und Pendelbewegungen. Hierdurch erhält Ihr Bewohner ein wichtiges Gefühl der Sicherheit. Zusätzlich wird das Fahren des Gurtlifters deutlich erleichtert. Der CARLO Alu, Comfort EP 185, bietet ein großes Platzangebot innerhalb des Aufnahmebügels, welcher zudem problemlos um 360° gedreht werden kann. Durch den großen, freien Drehbereich zwischen Gurtbügel und Hubsäule kann der Bewohner komfortabel und sicher, ohne mit den Beinen oder Knien anzustoßen, in die gewünschte Pflegeposition gebracht werden kann.

CARLO Alu, Modell Comfort EP 185

Der flexible Aluminium-Gurtlifter für alle Pflegebereiche ...



Die effektive Entlastung in der täglichen Pflege ...

In Kombination mit einer großen Auswahl verschiedener, hochwertiger Gurte ist der CARLO Alu, Comfort EP 185, in allen Pflegebereichen universell einsetzbar. Neben dem Heben und Umlagern des Bewohners ist unser Gurtlifter auch beim Baden oder Duschen und für den Toilettengang das ideale Hilfsmittel. Er lässt sich problemlos individuell an den pflegebedürftigen Menschen anpassen, unabhängig von dessen Körpergröße, Körpergewicht, Altersgruppe oder körperlicher Einschränkung und bietet Ihrem Bewohner dadurch jederzeit die richtige Unterstützung, höchste Sicherheit und ein Maximum an Komfort.

Unser mobiler Gurtlifter ermöglicht ein ergonomisches, sicheres und effizientes Arbeiten, ohne zusätzliche Belastung des Bewegungsapparates. Besonders durch das bedienerfreundliche, elektrische Positioniersystem (EPS)

und die leichte Aluminiumbauweise des Lifters werden die Arbeitsabläufe nicht nur gesundheitsschonender, sondern auch einfacher und bequemer. Die Pflegeroutinen können müheloser und effizienter ausgeführt werden und die Arbeitszufriedenheit wird gesteigert.

Der CARLO Alu, Comfort EP 185, erlaubt es einer einzelnen Pflegekraft die anspruchsvollen Aufgaben des Hebens und Transfers sicher und bequem allein durchzuführen. Besonders in Notfällen, wie der Aufnahme einer gestürzten Person vom Boden, bietet dies sowohl der Pflegekraft als auch dem Bewohner effiziente Hilfe. Denn gerade beim Versuch einen Patienten allein hochzuheben, ohne über die notwendige Unterstützung eines Lifters zu verfügen, kann dieser erneut stürzen und sich dann verletzen.



Vorteile für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...

- ❑ Leichte Bauweise, da Fahrgestell und Hubsäule aus 100% Aluminium
- ❑ Extra leicht und wendig zu fahren
- ❑ Universell einsetzbar auch zum Duschen oder Baden geeignet
- ❑ Elektrisches Positioniersystem (EPS) zum präzisen Positionieren des Bewohners ohne zusätzlichen Kraftaufwand
- ❑ Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares Fahrgestell
- ❑ Gurtbügel mit Anti-Rotationsmechanismus
- ❑ Extra großes Platzangebot innerhalb des Balancebügel
- ❑ Gurtbügel mit großem, freiem Drehbereich
- ❑ Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladezustandes
- ❑ Ergonomisches und gesundheitsschonendes Arbeiten, da kein manuelles Heben erforderlich ist
- ❑ Akku und Ladegerät passen an alle BEKA Hospitec Lifter
- ❑ Große Auswahl an Komfortgurten (mit Clip) in unterschiedlichen Größen
- ❑ Optional mit geeichter Patientenwaage erhältlich



Leistungsmerkmale CARLO Alu, Comfort EP 185

Ihre Vorteile für sichere und bequeme Transfers ...





- 1 Elektrisches Positioniersystem (EPS) zum mühe-losen Positionieren Ihres Bewohners ohne Kraftaufwand.



- 2 Balance-Gurtbügel mit Anti-Rotationsmechanismus (ARM) sowie freiem Drehbereich von 360°.



- 3 Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladestandes und Service.



- 4 Elektrische Höhenverstellung mit Absenkung des Gurtbügels bis zum Boden sowie manueller Notablass.



- 5 Vier hochwertige Steinco-Doppellenkrollen, zwei davon feststellbar.



- 6 Leichte Aluminiumbauweise. Fahrgestell, Hub-säule sowie Anbaukomponenten aus 100% Aluminium.



- 7 Elektrisch spreizbares Fahrgestell mit geringer Höhe zum einfachen Unterfahren von Bade-wannen und Pflegebetten.



- 8 **Optional:** Geeichte Digitalwaage mit welcher der Bewohner auch während des Transfers gewogen werden kann.



- 9 Große Auswahl an 4-Punktgurten mit Universalsicherheitsclipsystem.

Technische Daten CARLO Alu, Modell Comfort EP 185

Fahrgestell (Länge/Höhe)	1.290 mm / 125 mm
Breite innen (geschlossen/gespreizt)	540 mm / 1.040 mm
Breite außen (geschlossen/gespreizt)	700 mm / 1.180 mm
Gesamtbreite des Lifters (Fahrgestell geschlossen)	700 mm
Hubbereich	1.400 mm
Max. Patientengewicht	185 kg
SWL	185 kg
Antrieb	24V LINAK Antrieb

Zubehör / Optionen

Digitale Patientenwaage
Transfurgurte mit Universalsicherheitsclipsystem (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
Badegurte mit Universalsicherheitsclipsystem (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
Toilettengurte mit Universalsicherheitsclipsystem (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
Softgurte mit Universalsicherheitsclipsystem (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
Ersatzakku 24V
Externes Wandladegerät



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch