




— GREENLINE —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST®-Schaum-Technologie



Hyper Foam 2

— GREENLINE —



HILFSMITTELNUMMER
| 1.29.05.006 |

Überreicht durch:



BINDER
REHAB

Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch

PRS 
Pressure Relieving Solutions



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Bis Stadium 4
(nach Prof. Seiler/EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)


HMV-Nr.
11.29.05.0061

Hyper Foam 2

GREENLINE

Dekubitustherapie-Matratze

*1



Größe

Höhe	15 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE

- ECOLAST®-Schaum-Technologie sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen



Offenporiger
atmungsaktiver
ECOLAST®-Schaum



Autoklavierbar



Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM 1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
< 18 mmHg
gem. ASTM 1670 + 1671



Bi-elastischer Bezug
zur Minimierung
der Scherkräfte



CE - Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (I+2)
CRIB 5



Patientengewicht:
0 bis 150 kg