

 **Netti**[®]



inspire joy of life

 **Netti**[®]
4U CE Plus

NETTI 4U CE PLUS

Ein Plus an Individualität und Nutzerfreundlichkeit

Der Netti 4U CE Plus vereint Wirtschaftlichkeit und Individualität auf höchstem Niveau. Aufgrund des Rahmendesigns und des umfangreichen Zubehörprogramms können mit diesem Rollstuhl zahlreiche Anforderungen des Nutzers bedient werden.
Ein Plus an Individualität.

COMPACT
EASY-TO-USE
PLUS



LIBERTAS RÜCKEN

Mit einem Libertas Rücken kann der im Rollstuhl sitzende Nutzer kleine Streckbewegungen des Oberkörpers durchführen und somit seinem natürlichem Drang nach Veränderung der Sitzposition selbstständig nachgehen. Hierdurch wird die Tendenz, nach vorne aus dem Rollstuhl zu rutschen, deutlich minimiert.



NETTI 4U CE PLUS



80 mm Sitzbreiten-Flexibilität

5 Sitzbreiten mit einem Rahmen, +/- 20 oder 40 mm in der Breite. Dies senkt Ihre Lagerkosten und erhöht Ihre Flexibilität beim Kunden. "Einmal hin und Nutzer drin".



Ein-Hand-Armlehnen-System

Die CE Plus Armlehne bietet maximale Stabilität und eine höhere Benutzerfreundlichkeit. Einfaches Anbringen und Abnehmen mit einer Hand.



Hygienischer Easy Care Bezug

Der Netti 4U CE Plus wird mit dem hygienischen Bezug Easy Care geliefert, der leicht zu reinigen ist. Der Stuhl eignet sich daher gut für den Einsatz in Krankenhäusern und Einrichtungen, in denen die Benutzer ständig wechseln. Stoffbezüge für „Zuhause“ sind optional erhältlich.



Flexible Rückenlösung

Mit der festen Kletterückenlehne des Netti 4U CE Plus können Sie zwischen unserer großen Auswahl an Rückenkissen wählen. Eine richtig gute Lösung für eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Benutzer. Anpassbare Rückenbespannung sowie Rückenverlängerung sind auch eine Option bei diesem Rollstuhl.



Sitzbreite



Sitztiefe



Rückenhöhe



Sitzhöhe



Sitzwinkel



Rückenwinkel



Belastbarkeit



Gewicht



Crashtest



HMV & PHMV



 **MEYRA GmbH**

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 info@my-netti.com

Tel.: +49 800 88845 - 60
Fax: +49 800 88845 - 68

www.my-netti.de



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch