

beka
hospitec



AVERO Premium plus

Klassische Hubbadewanne



Produktvideo
ansehen!



Funktionalität trifft auf Wellness

Die Hubbadewanne AVERO Premium plus wurde in enger Zusammenarbeit mit Pflegekräften und Ergotherapeuten entwickelt. Der ergonomische Wannenkörper mit dem abgesenkten Fußbereich und die hochwertigen Materialien ermöglichen ein Entspannungsbad mit Wellnesscharakter. Der Wannenkörper und die Fußkonstruktion erlauben den Einsatz aller am Markt befindlichen modernen Pflegelifter.

Die AVERO Premium plus Wanne steht ohne Bodenverankerung frei im Raum und ist von 3 Seiten frei unterfahrbar. Eine Folientastatur mit Symbolen vermeidet Fehlbedienungen und erleichtern die Arbeit des Pflegepersonals. Erhältlich in verschiedenen Wannenzweiten als Modell 175 oder Modell 190.





Bedienfolie mit Temperaturanzeige



Mit allen modernen Personendiftern von 3 Seiten unterfahrbar



Große Arm- und Schulterfreiheit



Der abgesenkte Fußbereich unterstützt ergonomisches Liegen



Große Armauflagen mit hochwertigen Handgriffen bieten den Badenden Sicherheit



Optional: Integrierte Desinfektionseinrichtung

✓ Abgesenkter Fußbereich & Spezielles Rückenprofil

Der abgesenkte Beinbereich bietet Badenden zuverlässigen Halt. Zusammen mit den ausgeprägten Armauflagen und dem angeformten Rückenprofil bilden die Komponenten die Grundlage für den äußerst ergonomischen Wannenkörper. Insbesondere beim Einsatz mit Sitzliftern wird so ein entspannter und sicherer Badevorgang mit ausreichend Halt gewährleistet.

✓ Intuitive Bedien- und Steuereinheit

Über die im Pult integrierte Bedienfolie können alle Funktionen der Wanne einfach gesteuert werden. Dabei wird stets die Wassertemperatur von Wanneneinlauf, Badewasser und Handbrause angezeigt.

✓ Breiter Wannenkörper bietet viel Platz

Bewohner aller Größen genießen ausreichend Bewegungsfreiraum im Wannenkörper der AVERO Premium plus.



Technische Daten

Gesamtmaß inkl. Bedienpult *	2.230 mm x 820 mm
Wanneninnenkörper (L x B x T) *	1.780 mm x 575/720 mm x 430/490 mm
Wannenaußenkörper (L x B x T) *	1.934 mm x 800 mm x 520 mm
Höhenverstellung	670 mm - 1.020 mm
Füllmenge*	ca. 220 Liter
SWL	300 kg
Stromanschluss	230 V, 50 Hz

* Angaben für AVERO Premium plus, Modell 190

Produkteigenschaften

Elektrische Höhenverstellung
Einfache Bedienung über Bedienfolie mit intuitiven Symbolen
Sicherheitsmodule verhindern Fehlbedienung der Wanne
Temperaturanzeige Wanneneinlauf, Handbrause und Badewasser
Ergonomischer Wanneninnenkörper
Abgesenkter Fußbereich
Armauflagen mit Haltegriffen für mehr Komfort und Sicherheit
Sitzfläche mit Hygieneöffnung
Verbrühschutz für Handbrause und Wanneneinlauf

Verfügbare Optionen

 Aroma-System	 Sonderfarbe nach RAL
 Farblicht-System	 Desinfektionseinrichtung
 Luftperlbad	 Automatische Wannenfüllung
 Musik-Soundsystem	 Notfunktion bei Stromausfall
 Bluetooth Musik-Soundsystem	 Wannenverkürzer



**BINDER
REHAB**

Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch

BEKA Hospitec GmbH
Am Rübenmorgen 3
35582 Wetzlar-Dutenhofen
info@beka-hospitec.de



 Fon +49 641 922 20-0
 Fax +49 641 922 20-20
 www.beka-hospitec.com