



## CARLO Trend

Modell EP 185

Das ideale Hilfsmittel zum sicheren und mühelosen Heben,  
Umlagern und Transfer Ihrer pflegebedürftigen Bewohner

# CARLO Trend, Modell EP 185

bietet ein Maximum an Sicherheit und Komfort ...



- ✓ Elektrisches Positioniersystem (EPS)
- ✓ Anti-Rotationsmechanismus (ARM)
- ✓ SWL: 185 kg



## Vorteile für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...

- ❑ Fahrgestell und Hubsäule aus Aluminium- und Stahl-Komponenten
- ❑ Extra leicht und wendig zu fahren
- ❑ Hochwertige, geschlossene Doppelaufrollen
- ❑ Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares Fahrgestell
- ❑ Bis zum Boden absenkbarer 4-Punkt-Bügel
- ❑ Dank des patentierten Anti-Rotationsmechanismus (ARM) keine verunsichernden Pendel- oder Rotationsbewegungen während des Hebens und Transfers
- ❑ Problemloses Unterfahren von Badewannen und Pflegebetten
- ❑ Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladestatus
- ❑ Ergonomisches und gesundheitschonendes Arbeiten, da kein manuelles Heben erforderlich ist
- ❑ Elektrisch verstellbarer 4-Punkt-Clipbügel
- ❑ Akku und Ladegerät passen an alle BEKA Hospitec Lifter!
- ❑ Große Auswahl an Komfort-Clipgurten in unterschiedlichen Größen
- ❑ Optional mit Patientenwaage erhältlich



## Technische Daten CARLO Trend, Modell EP 185

<b>Fahrgestell</b> (Länge/Höhe)	1.290 mm / 125 mm
<b>Breite innen</b> (geschlossen/gespreizt)	540 mm / 1.040 mm
<b>Breite außen</b> (geschlossen/gespreizt)	700 mm / 1.180 mm
<b>Gesamtbreite des Lifters</b> (Fahrgestell geschlossen)	700 mm
<b>Hubbereich</b>	1.400 mm
<b>Max. Patientengewicht</b>	185 kg
<b>SWL</b>	185 kg
<b>Antrieb</b>	24V LINAK Antrieb

## Zubehör / Optionen

<b>Digitale Patientenwaage</b>
<b>Transfurgurte mit Clip</b> (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
<b>Badegurte mit Clip</b> (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
<b>Toilettengurte mit Clip</b> (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
<b>Softgurte mit Clip</b> (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
<b>Ersatzakku 24V</b>
<b>Externes Wandladegerät</b>

