



## CARLO Alu

Modell Classic 230

Das ideale Hilfsmittel zum sicheren und mühelosen Heben,  
Umlagern und Transfer von schwergewichtigen Bewohnern

# CARLO Alu, Modell Classic 230

bietet ein Maximum an Sicherheit und Komfort ...



## Die ideale Lösung für Bewohner bis 230 kg ...



Der CARLO Alu Patientenlifter, Modell Classic 230, wurde speziell für das Heben, Umlagern und den Transfer von pflegebedürftigen Bewohnern bis zu einem maximalen Patientengewicht von 230 kg entwickelt.

Durch die spezielle Konstruktion aus Aluminium- und Stahl-Komponenten lässt sich der Lifter extra leicht und wendig fahren bietet aber dennoch die benötigte Stabilität für die Pflege von schweren Bewohnern. Der extra breite 4-Punkt-Schlaufenbügel aus Edelstahl ist für alle Schlaufengurte geeignet, besitzt einen Sicherheitsverschlussmechanismus für die Gurtaufnahme und zeichnet sich durch eine zum Patent angemeldete Einstellmöglichkeit zur Rotationsminderung (ARM) aus.

Der CARLO Alu, Modell Classic 230, überzeugt neben seinem großen Hubbereich durch einen großen, freien Drehbereich. Hierdurch wird ermöglicht, dass der Bewohner problemlos, ohne mit den Beinen oder Knien anzustoßen, in die gewünschte Pflegeposition gebracht werden kann.



## Vorteile für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...

- ❑ Leichte und dennoch stabile Bauweise, Aluminium-/Stahl-Konstruktion
- ❑ Extra leicht und wendig zu fahren
- ❑ Hochwertige, geschlossene STEINCO-Doppellaufrollen
- ❑ Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares Fahrgestell
- ❑ Keine verunsichernden Pendel- oder Rotationsbewegungen während des Hebens und Transfers, zum Patent angemeldete Einstellmöglichkeit zur Rotationsminderung
- ❑ Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladestandes
- ❑ Ergonomisches und gesundheitsschonendes Arbeiten, da kein manuelles Heben erforderlich ist
- ❑ Großer, freier Drehbereich für den Bewohner
- ❑ 4-Punkt-Schlaufenbügel aus Edelstahl, für alle Schlaufengurte geeignet
- ❑ Akku und Ladegerät passen an alle BEKA Hospitec Lifter
- ❑ Patientenwaage bis 250 kg als Option möglich



## Technische Daten CARLO Alu, Modell Classic 230

<b>Fahrgestell</b> (Länge/Höhe)	1.400 mm / 125 mm
<b>Breite innen</b> (geschlossen)	540 mm
<b>Breite außen</b> (geschlossen)	700 mm
<b>Gesamtbreite des Lifters</b> (Fahrgestell geschlossen)	700 mm
<b>Hubbereich</b>	1.400 mm
<b>Max. Patientengewicht</b>	230 kg
<b>SWL</b>	230 kg
<b>Antrieb</b>	24V LINAK Antrieb

## Zubehör / Optionen

<b>Digitale Patientenwaage</b>
<b>Transfurgurte mit Schlaufen</b> (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
<b>Badegurte mit Schlaufen</b> (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
<b>Toilettengurte mit Schlaufen</b> (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
<b>Softgurte mit Schlaufen</b> (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
<b>Ersatzakku 24V</b>
<b>Externes Wandladegerät</b>



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen  
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch