



CARLO Alu

Modell Comfort EP 230

Das ideale Hilfsmittel zum sicheren und mühelosen Heben,
Umlagern und Transfer von schwergewichtigen Bewohnern

CARLO Alu, Modell Comfort EP 230

bietet ein Maximum an Sicherheit und Komfort ...





Die ideale Lösung zum Heben und Transfer Ihrer schwergewichtigen Bewohner bis 230 kg ...

Der Gurtlifter CARLO Alu, Modell Comfort EP 230, wurde speziell für das Heben, Umlagern und den Transfer von schwergewichtigen Bewohnern bis zu einem maximalen Patientengewicht von 230 kg entwickelt. Durch die spezielle Konstruktion aus Aluminium- und Stahl-Komponenten ist der Lifter extra leicht und wendig zu fahren, bietet aber dennoch die benötigte Stabilität für die Pflege von schweren Bewohnern.

Der extra breite 4-Punkt-Gurtbügel aus Edelstahl ist für alle Clipgurte geeignet und bietet auch schwergewichtigeren Bewohnern ausreichend Platz. Er besitzt einen zum Patent angemeldeten **Anti-Rotationsmechanismus (ARM)**, der ein

ungewolltes Rotieren des Gurtbügels verhindert und dadurch Ihrem Bewohner ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit während des Transfers vermittelt.

Um die Handhabung und Bewegungsabläufe zu vereinfachen ist der Aufnahmebügel mit einem großen, freien Drehbereich von 360° ausgestattet. Durch das extra große Platzangebot zwischen Gurtbügel und Hubsäule kann der Bewohner problemlos, ohne mit den Beinen oder Knien anzustoßen, in die gewünschte Pflegeposition gebracht werden.

CARLO Alu, Modell Comfort EP 230

Der flexible Aluminium-Gurtlifter für alle Pflegebereiche ...



Die effektive Entlastung in der täglichen Pflege ...

Das **elektrische Positioniersystem (EPS)** unseres Gurtlifters ermöglicht der Pflegekraft den Bewohner mühelos, genau und ohne Kraftaufwand in der Sitz- oder Liegeposition zu positionieren und dabei immer im direkten Kontakt zu ihm zu stehen. So kann sie sich voll dem Bewohner widmen, ihm ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit vermitteln und dabei gleichzeitig eine ergonomische Arbeitshaltung beibehalten. Der Bewohner kann problemlos von einer Sitz- in eine Liegeposition und umgekehrt geschwenkt werden und optimal im Bett oder über der Toilette positioniert werden. Besonders in der Liegeposition erfährt der Bewohner hierbei eine spürbare Druckentlastung der Beine.

In Kombination mit einer großen Auswahl verschiedenster, hochwertiger Gurte ist der CARLO Alu, Modell Comfort EP 230, in allen Pflegebereichen universell einsetzbar. Neben

dem Heben und Umlagern des Bewohners ist unser Gurtlifter auch das ideale Hilfsmittel beim Baden oder für den Toilettengang. Er lässt sich problemlos individuell an den pflegebedürftigen Menschen anpassen, unabhängig von dessen Körpergröße, Körpergewicht, Altersgruppe oder körperlicher Einschränkung und bietet Ihrem Bewohner dadurch jederzeit die richtige Unterstützung, höchste Sicherheit und ein Maximum an Komfort.

Der CARLO Alu, Modell Comfort EP 230, erlaubt es einer einzelnen Pflegekraft die anspruchsvollen Aufgaben des Hebens und Transfers sicher und bequem allein durchzuführen. Besonders in Notfällen, wie der Aufnahme einer gestürzten Person vom Boden, bietet dies sowohl der Pflegekraft als auch dem Bewohner effiziente Hilfe.



Vorteile für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...

- ❑ Leichte Bauweise aufgrund einer Aluminium-/Stahlkonstruktion
- ❑ Extra leicht und wendig zu fahren
- ❑ Universell einsetzbar, auch zum Baden geeignet
- ❑ Elektrisches Positioniersystem (EPS) zum präzisen Positionieren des Bewohners ohne zusätzlichen Kraftaufwand
- ❑ Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares Fahrgestell
- ❑ Balancebügel mit Anti-Rotationsmechanismus (ARM)
- ❑ Extra großes Platzangebot innerhalb des Balancebügel
- ❑ Gurtbügel mit großem, freien Drehbereich von 360°
- ❑ Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladestandes
- ❑ Ergonomisches und gesundheitsschonendes Arbeiten, da kein manuelles Heben erforderlich ist
- ❑ Akku und Ladegerät passen an alle BEKA Hospitec Lifter
- ❑ Große Auswahl an Komfortgurten mit Clip in unterschiedlichen Größen
- ❑ Optional mit Patientenwaage erhältlich



CARLO Alu, Modell Comfort EP 230

Ihre Vorteile für sichere und bequeme Transfers ...





1 Elektrisches Positioniersystem (EPS) zum mühelosen Positionieren Ihres Bewohners ohne Kraftaufwand.



2 Balance-Gurtbügel mit Anti-Rotationsmechanismus (ARM) sowie freiem Drehbereich von 360°.



3 Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladestandes und Service.



4 Elektrische Höhenverstellung mit Absenkung des Gurtbügels bis zum Boden sowie manueller Notablass.



5 Vier hochwertige Steinco-Doppellenkrollen, zwei davon feststellbar.



Leichtere Bauweise aufgrund der Verwendung einer Aluminium-/Stahl-Konstruktion

6 Leichtere Bauweise aufgrund der Verwendung einer Aluminium-/Stahlkonstruktion.



7 Elektrisch spreizbares Fahrgestell mit geringer Höhe zum einfachen Unterfahren von Bädern und Pflegebetten.



8 **Optional:** Digitalwaage mit welcher der Bewohner auch während des Transfers gewogen werden kann.



9 Große Auswahl an 4-Punktgurten mit Universalsicherheitsclipsystem.

Technische Daten CARLO Alu, Modell Comfort EP 230

| | |
|---|-------------------|
| Fahrgestell (Länge/Höhe) | 1.400 mm / 125 mm |
| Breite innen (geschlossen) | 540 mm |
| Breite außen (geschlossen) | 700 mm |
| Gesamtbreite des Lifters (Fahrgestell geschlossen) | 700 mm |
| Hubbereich | 1.400 mm |
| Max. Patientengewicht | 230 kg |
| SWL | 230 kg |
| Antrieb | 24V LINAK Antrieb |

Zubehör / Optionen

| |
|--|
| Digitale Patientenwaage |
| Transfurgurte mit Universalsicherheitsclipsystem (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL) |
| Badegurte mit Universalsicherheitsclipsystem (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL) |
| Toilettengurte mit Universalsicherheitsclipsystem (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL) |
| Softgurte mit Universalsicherheitsclipsystem (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL) |
| Ersatzakku 24V |
| Externes Wandladegerät |



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch