



5100 5700

Tango Dusch- und toilettenstuhl

5100 5700

Tango Dusch- und toilettenstuhl

Der Tango von Lopital ist ein Hilfsmittel beim Duschen und bei der Pflege von Klienten und Heimbewohnern. Der Tango bietet sowohl für das Pflegepersonal als auch für den Heimbewohner / Klienten einen hohen Benutzerkomfort.

Der Tango kann als Dusch- und Toilettenstuhl verwendet werden und kann über der Toilette positioniert werden. Durch die vielen Möglichkeiten und die schöne Formgebung des Tango ist der Stuhl ein anziehendes und benutzerfreundliches Produkt.

Der Dusch- und Toilettenstuhl Tango wurde einigen Änderungen unterzogen. Die Fußstützen sind jetzt einfacher hochzuklappen und abzuschwenken. Das erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen. Der Tango ist mit Schiebegriffen ausgestattet, wodurch die Manövrierfähigkeit und Fahrbarkeit des Tango verbessert wurden. Der ergonomische Vorteil dieser Entwicklung liegt darin, dass durch die Schiebegriffe Gelenkproblemen vorgebeugt werden kann.

- Fahrbar.
- Hochklappbare Armlehnen.
- Gebremste Lenkrollen aus Kunststoff, Edelstahl gelagert.
- Sitzkissen aus PUR mit Aussparung.
- Führungsschiene für Toiletteneimer oder Steckbecken.
- Fußstützen hochklappbar und abschwenkbar.
- Über die Toilette fahrbar.
- Rahmen Rilsan-Beschichtung.
- Maximale Belastung 180 kg.
- **Option:** Armlehnen mit vorderseitigem Verschluss.



6950 1104 Steckbecken aus Kunststoff.

Abmessungen in cm

