



Creating balance in healthcare



Vienna Ankleideliege



Vienna Ankleideliège



6500 4020 / 6500 4025

Vienna Ankleideliège mit hydraulischer Höhenverstellung

- Blauer Kunstlederüberzug.
- 4 doppel Lenkrollen aus Kunststoff mit Feststellbremse.
- Kopfteilverstellung.
- Seitengitter.

Technische Daten 6500 4020

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Max. Hebegewicht | 150 kg |
| • Eigenes Gewicht | 56 kg |
| • Länge | 160 cm |
| • Breite | 82 cm |
| • Höhe (einstellbar) | 56 bis 106 cm |

Technische Daten 6500 4025

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Max. Hebegewicht | 150 kg |
| • Eigenes Gewicht | 59 kg |
| • Länge | 190 cm |
| • Breite | 82 cm |
| • Höhe (einstellbar) | 56 bis 106 cm |

