



Sitzkissen Arthrodesensitzkissen

Nach einer Hüft- oder Knieoperation braucht der Körper Unterstützung, um zu heilen. Unser Arthrodesensitzkissen wurde speziell dafür entwickelt: Es sorgt für eine entlastende Positionierung des operierten Beins und fördert eine entspannte Sitzhaltung. Dank der innovativen Wendefunktion kann es flexibel bei einer Schädigung des linken oder auch des rechten Knies eingesetzt werden.






Zur Bildanleitung



[funke-medical.de/
bildanleitung/arthroseat.pdf](https://funke-medical.de/bildanleitung/arthroseat.pdf)



ARTHRO SEAT

Arthrodesensitzkissen

Das ARTHROSEAT Arthrodesensitzkissen kann zur postoperativen Nachsorge nach einer Hüft-/Knieoperation verwendet werden. Das Kissen ist wendbar und daher beidseitig einsetzbar unabhängig davon, ob die rechte oder linke Körperseite betroffen ist.

- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Geeignet zur Schmerzlinderung durch entlastende Positionierung der Hüft- und Kniegelenke

Eigenschaften PU-Bezug

- Abnehmbar, waschbar bis 95°C, wischdesinfizierbar, desinfektionsmittelbeständig

Besonderheiten

- Offenporiger und atmungsaktiver Schaum
- Anatomischer Bodyshape gewährleistet eine ideale Sitzposition
- Ergonomisch geformte Sitzfläche für schmerzfreies und bequemes Sitzen
- Beidseitig einsetzbar bei einer linksseitigen oder rechtsseitigen Hüft-/Knieschädigung
- Anti-Slip-Unterseite
- Praktischer Tragegriff

Technische Daten

- Offenporiger atmungsaktiver Schaum
- Autoklavierbar
- Wasserdicht dennoch atmungsaktiv
- Medizinprodukt nach der MDR
- Wartungsfrei
- Patientengewicht: 0-200 kg

