

Dusch- und Toilettenstühle



REBOTEC®



www.rebotec.de

Augsburg

Dusch-Toilettenrollstuhl für Kinder

Ausstattung:

- Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
- inkl. Toiletteneimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder mit Totalfeststeller
- geprüft bis 80 kg Körperlast

HMV-Nr. 18.46.01.5001

Art.-Nr. 339. ... 97

Ausführungen:

- 3 Zoll Art.-Nr. 339.03.97
- 4 Zoll Art.-Nr. 339.04.97
- 24 Zoll Art.-Nr. 339.24.97

Zubehör:

- höhenverstellbare Kopfstütze
Art.-Nr. 444.03.39
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Sitzbreiten- u. Tiefenanpassung
Art.-Nr. 444.00.97 · (s. Folgeseite)
- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32



Art.-Nr. 339.04.97

*Auch als Selbstfahrer
mit 24-Zoll-Greitreifen lieferbar!*

Typ:	3 Zoll	4 Zoll	24 Zoll
Tiefe:	87 cm	87 cm	97 cm
Breite:	53 cm	53 cm	66 cm
Sitztiefe:	35 cm	35 cm	35 cm
Sitzhöhe:	51 cm	54 cm	55 cm
Sitzbreite:	40 cm	40 cm	40 cm
Gewicht:	17,1 kg	17,3 kg	24,8 kg
Überfahrhöhe:	40 cm	43 cm	44 cm
Max. Überfahrbreite:	33 cm	33 cm	32 cm
Max. Belastbarkeit:	80 kg	80 kg	80 kg
Art.-Nr.:	339.03.97	339.04.97	339.24.97



Art.-Nr. 339.24.97

Sitzbreiten- und Tiefenanpassung

für Dusch-Toilettenrollstuhl Augsburg



REBOTEC®



Ausstattung:


- Rückenlehnenverstellung
- verstellbare Armlehnen
- Sicherheitsgurt

Zubehör:

- höhenverstellbare Kopfstütze
Art.-Nr. 444.03.39



Art.-Nr. 339.04.97
Abb. mit Kopfstütze
mit Sitzbreiten- und Tiefenanpassung



Typ:	Sitzbreiten- und Tiefenanpassung
Sitzbreite (min.):	22 cm - 32 cm
Sitztiefe (max.):	25 cm - 29 cm
Gewicht:	3,9 kg
Art.-Nr.:	444.00.97

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patent-
rechtlich
geschützt



Bremen

Dusch-Toilettenrollstuhl

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit Polyurethan Rückenpolster
- integrierter Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwengbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 4-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 90 kg Körperlast

Art.-Nr.: 357...10

Zubehör:

- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Aufschiebepolster für Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.10.50

*Comfort
Rückenlehne*



Art.-Nr. 357.54.10

Typ:	Bremen
Tiefe:	95 cm
Breite:	52 cm
Sitztiefe:	44 cm
Sitzhöhe:	52 cm
Sitzbreite:	42 cm
Überfahrhöhe:	40 cm
Überfahrbreite:	33 cm
Gewicht:	16,4 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 90 kg
Art.-Nr.:	357...10

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/feuerrot	30
grau/rubinrot	44
grau/blau	54

Venedig

Dusch-Toilettenrollstuhl als Selbstfahrer



REBOTEC®



Art.-Nr. 380.54.10

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit Polyurethan Rückenpolster
- integrierter Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 24-Zoll Antriebsräder mit Greifreifen
- geprüft bis 100 kg Körperlast

Art.-Nr.: 380...10

Zubehör:

- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Aufschiebepolster für Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.10.50

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/feuerrot	30
grau/rubinrot	44
grau/blau	54

Typ:	Venedig
Tiefe:	97 cm
Breite:	67 cm
Sitztiefe:	44 cm
Sitzhöhe:	55 cm
Sitzbreite:	42 cm
Überfahrhöhe:	43 cm
Überfahrbreite:	33 cm
Gewicht:	23,4 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 100 kg
Art.-Nr.:	380...10

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patentrechtlich geschützt



Malta

Multifunktionsrollstuhl

- mobiles Waschbecken
- überbreiter Duschstuhl mit Bidet
- Sitzbadewanne

Ausstattung:

- Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwengbare Armlehnen
- gepolsterter Sitz mit Hygieneöffnung
- Sitzbadewanne für 6 bis 15 Liter Inhalt und Ablaufschlauch
- höhenverstellbare, abschwengbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 3-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 130 kg

Art.-Nr. 367.54.30

Abmessung Wanne:

- Wannenhöhe: 17 cm
- Wannenbreite: 56 cm
- Wannentiefe: 42,5 cm
- Füllmenge: 6-15 l

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32

Bis 130 kg!



Art.-Nr. 367.54.30



Farbe	Farbcode
grau/blau	54

Typ:	Malta
Tiefe:	90 cm
Breite:	74 cm
Sitzhöhe:	48 cm
Sitzbreite:	64 cm
Sitztiefe:	48 cm
Höhe Wannenrand:	42 cm
Gewicht:	19,3 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 130 kg
Art.-Nr.:	347...30



Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patent-
rechtlich
geschützt



Oslo

Transport- und Duschrollstuhl



Art.-Nr. 362.54.00



Art.-Nr. 362.30.00
mit 303.62

Ausstattung:

- Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder, hinten mit Totalfeststeller
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Art.-Nr. 362. ...00

Zubehör

- Infusionsständer
Art.-Nr. 303.62
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32

*Bequemer Schiebegriff
und angenehmes, leicht zu
reinigendes Sitzpolster*

Bis 150 kg!

Farbe	Farbcode
grau/feuerrot	30
grau/blau	54

Typ:	Oslo
Tiefe:	106 cm
Breite:	64 cm
Sitzhöhe:	56 cm
Sitzbreite:	52 cm
Sitztiefe:	45 cm
Gewicht:	16,5 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 150 kg
Art.-Nr.:	362. ...00

Manhattan

Detroit

Dusch- Toilettenrollstühle

Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt (wahlweise hinten oder vorne)
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Manhattan

Art.-Nr. 365. ...12

Detroit

- Sitzhöhe verstellbar von 56 cm - 61 cm

Art.-Nr. 364. ...12

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20
- Infusionsständer
Art.-Nr. 303.62

Bis 150 kg



Art.-Nr. 365.54.12



Art.-Nr. 364.54.12

Typ:	Detroit	Manhattan
Tiefe:	95 cm	95 cm
Breite:	62 cm	62 cm
Sitztiefe:	42 cm	42 cm
Sitzhöhe:	56-61 cm	55 cm
Sitzbreite:	52 cm	52 cm
Überfahrhöhe:	44-49 cm	43 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	48-53 cm	47 cm
Gewicht:	22,8 kg	20,6 kg
Max. Belastbarkeit:	150 kg	150 kg
Art.-Nr.:	364. ... 12	365. ... 12

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/feuerrot	30
grau/blau	54

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patentrechtlich geschützt



Denver Atlanta

Dusch- und Toilettenrollstühle



Art.-Nr. 360.54.12



Art.-Nr. 361.30.12

Farbe	Farbcode
grau/feuerrot	30
grau/blau	54

Ausstattung:

- Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder, hinten mit Totalfeststeller
- geprüft bis 175 kg Körperlast

Denver

Art.-Nr. 360. ...12

Atlanta

Art.-Nr. 361. ...12

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20

Bis 175kg!

Typ:	Denver	Atlanta
Tiefe:	96,5 cm	96,5 cm
Breite:	68 cm	74 cm
Sitztiefe:	43 cm	43 cm
Sitzhöhe:	57 cm	57 cm
Sitzbreite:	58 cm	64 cm
Überfahrhöhe:	45 cm	45 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	48 cm	48 cm
Gewicht:	23,7 kg	24,6 kg
Max. Belastbarkeit:	175 kg	175 kg
Art.-Nr.:	360. ...12	361. ...12

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patent-
rechtlich
geschützt



Chicago Dallas

Dusch- und Toilettenrollstühle

Ausstattung:

- Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder, hinten mit Totalfeststeller
- geprüft bis 200 kg Körperlast

Chicago

Art.-Nr. 358. ...12

Dallas

HMV-Nr. 18.46.01.3002

Art.-Nr. 359. ...12

Zubehör:

- Armlehnenpolster
Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt
Art.-Nr. 322.30.20



Art.-Nr. 358.30.12



Art.-Nr. 359.54.12

Bis 200 kg!

Typ:	Chicago	Dallas
Tiefe:	96,5 cm	96,5 cm
Breite:	68 cm	74 cm
Sitztiefe:	43 cm	43 cm
Sitzhöhe:	56 cm	56 cm
Sitzbreite:	58 cm	64 cm
Überfahrhöhe:	44 cm	44 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	47 cm	47 cm
Gewicht:	24,4 kg	25,3 kg
Max. Belastbarkeit:	200 kg	200 kg
Art.-Nr.:	358. ...12	359. ...12

Farbe	Farbcode
grau/feuerrot	30
grau/blau	54

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten!

patent-
rechtlich
geschützt

CE



1.



1. Armlehnenpolster

- passend für alle Modelle

Art.-Nr. 440.10.32

2.



2. Geschlossener Duschsitz

- passend für alle Modelle
(Sitzbreite: 46 und 52 cm)

Art.-Nr. 440.10.24

3.



3. Spritzschutz

- passend für weichen Duschsitz mit Hygieneöffnung
(Sitzbreite: 46 und 52 cm)

Art.-Nr. 440.10.40

4. Infusionsständer

- passend für alle Modelle
(außer 24 Zoll- und Schwerlaststühle)

Art.-Nr. 303.62

Zubehör

5. Eimer

- passend für alle Modelle der Toiletten und Dusch-Toilettenstühle

Art.-Nr. 301...

Farbe	Farbcode
grau	00
rubinrot	44
braun	48



6. Toilettenbecken

- passend nur für Toiletten und Duschstühle mit PUR Sitzauflage
- passend nur mit 46 / 52 cm Sitzbreite und Hygieneöffnung

Art.-Nr. 302.00



7. Sicherheitsgurt

Größe M/L

Art.-Nr. 322.30.20



8. Aufschiebepolster für beide Gurte

Art.-Nr. 322.10.50



9. Sitzpolster

Art.-Nr. 440... .62

Farbe	Farbcode
schwarz	10
rubinrot	44
einziablau	54



Notizen



REBOTEC®

A series of horizontal dashed lines for writing notes, set against a background of a light grey pattern of circles and stars.

Notizen

A series of horizontal dashed lines for writing notes, set against a background of a red header and a white area with a grey dot pattern on the left side.

Notizen



REBOTEC®

A series of horizontal dashed lines for writing notes, set against a background of a light grey pattern of circles and stars.

www.rebotec.de

Überreicht durch:

REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück · Artlandstraße 57 – 59 · Fon +49 (0) 5431 9416-0 · Fax +49 (0) 5431 9416-66

www.rebotec.de · info@rebotec.de