

# Dusch- und Toilettenstühle



REBOTEC®



[www.rebotec.de](http://www.rebotec.de)

# New York

## Dusch-Toilettenrollstuhl

### Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- gepolsterte Sitzplatte mit Hygieneausschnitt (wahlweise hinten oder vorne)
- inkl. Eimeraufnahme und Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 150 kg Körperlast

Art.-Nr. 369. ...00

### Zubehör:

- Infusionsständer  
Art.-Nr. 303.62
- Sicherheitsgurt  
Art.-Nr. 322.30.20
- Armlehnenpolster  
Art.-Nr. 440.10.32
- geschlossener Duschsitz  
Art.-Nr. 440.10.24



Art.-Nr. 369.54.00

*Bis 150 kg!*

Typ:	New York
Tiefe:	89 cm
Breite:	62 cm
Sitztiefe:	45 cm
Sitzhöhe:	55 cm
Sitzbreite:	52 cm
Überfahrhöhe:	43 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	47 cm
Gewicht:	18,1 kg
Max. Belastbarkeit:	bis 150 kg
Art.-Nr.:	369. ...00

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/feuerrot	30
grau/blau	54

# Notizen



**REBOTEC®**

A series of horizontal dashed lines for writing notes, set against a background of a light gray pattern of circles and stars.

[www.rebotec.de](http://www.rebotec.de)

Überreicht durch:

**REBOTEC®** Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück · Artlandstraße 57 – 59 · Telefon +49 (0) 5431 9416-0 · Telefax +49 (0) 5431 9416-66

[www.rebotec.de](http://www.rebotec.de) · [info@rebotec.de](mailto:info@rebotec.de)