

Häupter und Dekore

Wohnliche Formen und Farben

Häupter – individuelle Wohnlichkeit für unsere Pflegebetten

Ein Pflegebett ist für viele Bewohner ein Zuhause, in dem sie einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Daher ist es wichtig, dass dieses Bett ihnen gefällt. Die Häupter von Stieglmeyer bieten zahlreiche Möglichkeiten, das Pflegebett nach dem persönlichen Geschmack zu gestalten. Edle Geradlinigkeit oder gemütliche Rundungen sorgen für eine individuelle Optik. Griffleisten in verschiedenen Formen erleichtern das Fahren des Bettes und geben dem Bewohner Halt, wenn er im Raum steht.

Puristische Häupter im Basis-Design

Lito reha / Lito



Pino



Nobla mala / Nobla reha / Nobla



Häupter mit geradem Handlauf

Primus low | Primus mit Ausschnitt | Primus



Camo



Häupter mit geschwungenem Handlauf

Podego



Klassische Häupter mit Stollenoptik und Handlauf

Prinzino



Solvo




Häupter mit Massivholzstollen und Handlauf

Alero



Nobla – das elegante Haupt mit drei Höhen

Unser Kopf- und Fußteil Nobla ist das ideale Haupt für alle, die sich eine elegante Optik wünschen. Drei Maße stehen zur Wahl: Das hohe Nobla eignet sich besonders als opulentes Kopfteil, das mittelhohe Nobla reha kombiniert als Fußteil freie Sicht in den Raum mit Schutz des Bewohners. Das niedrige Nobla mala verbreitet das Flair eines modernen Futonbettes.



Inhalt

4 Häupter- und Dekorvarianten

16 Polsterungen

18 Häupterbreiten und -höhen


Dekore und Polster – Farben für jeden Einrichtungsstil




Die Farbe des Pflegebettes kann eine große Rolle spielen. Sie sollte dem Bewohner gefallen, zum Stil und Farbkonzept des Hauses passen und ggf. auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen gut erkennbar sein. Holzdekore und Festpolsterungen von Stieglmeyer bieten eine sehr große Auswahl. Sie reicht vom neutralen Weiß des Dekors Kreide über warme Holz- und Naturtöne bis zu strahlenden Farben und prägnanten Mustern.




Buche Crenata




Eiche Style Zimt




Ulme Baron Trüffel




Buche Natur




Königsahorn



Nordic Teak




Kirsche Havanna




Marone




Lindberg Eiche



Kirsche blumig geplankt



Magnolia






Kreide




Lito | Lito reha



Podego



Buche Crenata
R 24096 VV





Ulme Baron Trüffel
R 37003 VV



Pino



Nobla | Nobla reha



Lindberg Eiche
R 20021 VV



Kreide
U 11102 VV



Nobla



Nobla reha | Nobla mala



Magnolia
U 11509 VV


Königsahorn
R 27001 VV



Primus | Primus mit Ausschnitt



Primus low



Nordic Teak
R 50094 NW



Marone
R 38000



Alero



Camo



Kirsche Havanna
R 42006 VV



Buche Natur
R 24010 VV



Prinzino



Solvo



Kirsche blumig geplankt
R 42009 VV

Eiche Style Zimt
R 20100 VV

Wohnliche Eleganz

Elegante Polsterungen für unsere Häupter-Serie Nobla

Betten mit wohnlicher Polsterung des Umbaus sind im privaten Bereich längst eine Selbstverständlichkeit. Auch im Pflegeheim können Polsterungen das Gefühl von Wohnlichkeit und Geborgenheit deutlich steigern. Die qualitativ hochwertigen Stoffe und Kunstleder eignen sich hervorragend für den täglichen Einsatz. Mithilfe des Vario-Safe-Systems lassen sich gepolsterte Häupter und Blenden zudem mühelos abnehmen und austauschen, wenn z. B. ein neuer Bewohner andere Anforderungen stellt. Noch wohnlicher wirken sie mit einer edlen Steppung. Drei Muster stehen dabei zur Auswahl: Vertikale Linien, Kachel- oder Rauten-Design.

Stoffe und Kunstleder



Steppung Raute, Kunstleder Solo 4550

Für die Nobla-Häupter und die Seitenblenden des Vario-Safe-Systems stehen attraktive Stoffe und Kunstleder zur Auswahl. Die Abbildungen stammen von unseren Partnern Delius und Englisch Dekor. Bitte beachten Sie bei der Reinigung der Stoffe und Kunstleder die Hinweise des Herstellers.



Nobla mala | Nobla reha | Nobla




Steppung vertikal



Hier gehts zu den Reinigungs- und Pflegehinweisen für Objektstoffe von Delius.



Steppung Raute



Steppung Kachel



Hier gehts zu den Reinigungs- und Pflegehinweisen für Objektstoffe von Englisch Dekor.

Auszug aus den Stoffbezügen




Aksel 4110



Brooks X 1550




Comino X 1550



Cord 5160



Opera X 6551



Tiba X



aquatex comfort A3406-140




aquatex comfort A3558-140



aquatex comfort A3565-140



aquatex comfort A3577-140




aquatex uni II A3378-140




aquatex uni III A3906-140


Auszug aus den Kunstlederbezügen




Solo 4550




Solo 3553




Solo 7550




Solo 7551




Solo 1550




Solo 5550




canvas II A2970-140




canvas II A2979-140




canvas II A2983-140



planet A-5316-140
















planet A5327-140



planet A5338-140

Häupterbreiten und -höhen (in cm)

















Häupterbreiten		Lito	Lito reha	Podego	Pino	Nobla
abhängig von der Art der Seitensicherung und der Liegeflächenbreite						
Carino	ohne Seitensicherung	O 104 ²⁾	O 104 ²⁾	O 104	O 104	O 104 ²⁾
		Δ 114 ²⁾	-	Δ 114		Δ 114 ²⁾
Elvido-Familie	geteilte Seitensicherung 	O 104	O 99	O 104	O 104	O 104
		Δ 114	-	Δ 114	Δ 114	Δ 114
	ohne Seitensicherung	O 99 ³⁾	O 99	-	-	-
		Δ 109 ³⁾	Δ 109	-	-	-
Libra	geteilte oder ¾ Seitensicherung 	O 104	O 99	O 104	O 104	O 104
		Δ 114	-	Δ 114	Δ 114	Δ 114
Venta-Familie	schwenkbare Seitensicherung	O 104	O 104 ¹⁾	O 104	O 104	O 104
		Δ 114	Δ 114 ¹⁾	Δ 114	Δ 114	Δ 114
Tereno	geteilte Seitensicherung 	O 104	O 104	O 104	O 104	O 104
		O 104	O 104	O 104	O 104	O 104
Häupterhöhen		Lito	Lito reha	Podego	Pino	Nobla
gemessen von der Liegefläche bis zur Oberkante des Hauptes						
Elvido und Venta		48	21	52	43	42
Libra und Tereno		50	23	54	45	44

Maßangaben in cm O = 90er Liegefläche Δ = 100er Liegefläche

¹⁾ Nur als Fußteil

²⁾ Verstärkte Ausführung verfügbar

³⁾ Nur in Verbindung mit niedrigem Fußhaupt ohne Schienenführung

Nobla reha	Nobla mala	Camo	Alero	Solvo	Prinzino	Primus / Primus mit Ausschnitt	Primus low
							 nur als Fußhaupt erhältlich
O 104 ²⁾	O 104 ²⁾	O 104	O 104	-	-	O 100	O 100
Δ 114 ²⁾	Δ 114 ²⁾	Δ 114	-	-	-	Δ 110	O 100
O 104 ¹⁾	-	O 104	O 104	O 100	O 100	O 100	O 100
Δ 114 ¹⁾	-	Δ 114	Δ 114	Δ 110	Δ 110	Δ 110	Δ 110
-	-	-	-	-	-	O 100	O 100
-	-	-	-	-	-	Δ 110	Δ 110
O 104 ¹⁾	O 104 ¹⁾	O 104	O 104	O 100	O 100	O 100	O 100
Δ 114 ¹⁾	O 104 ¹⁾	Δ 114	Δ 114	Δ 110	Δ 110	Δ 110	Δ 110
O 104 ¹⁾	-	O 104	O 104	-	-	-	-
Δ 114 ¹⁾	-	Δ 114	Δ 114	-	-	-	-
O 104	O 104	O 104	O 104	O 104	O 104	O 101	O 101
O 104	O 104	O 104	O 104	O 104	O 104	O 101	O 101
Nobla reha	Nobla mala	Camo	Alero	Solvo	Prinzino	Primus / Primus mit Ausschnitt	Primus low
							 nur als Fußhaupt erhältlich
28	12	46	47	46	46	51	28
30	14	48	49	48	48	53	30

Häupter mit traditionellen Seitensicherungen mit Schienenführung haben eine **Breite von 100 cm** bei einer **Liegeflächenbreite von 90 cm** und eine **Breite von 110 cm** bei **100 cm Liegeflächenbreite**.

Das Bettenmodell Classiko gibt es ausschließlich mit hohen Häuptern inkl. Schienenführung, Häupterbreite ca. 100 cm.



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com