



TAiMA-Rollatoren –
komfortabel und
sicher unterwegs.

 **DIETZ GROUP**



Regelmäßige Bewegung ist nicht nur grundlegend für die Gesundheit. Beweglich zu sein bedeutet auch, seinen Alltag bestmöglich selbstbestimmt gestalten und am Leben teilhaben zu können.

Bei altersbedingt nachlassender Körperkraft, nach einem Unfall oder einer Operation leisten »TAiMA«-Rollatoren einen wesentlichen Beitrag, die wichtige Beweglichkeit bestmöglichst wiederzuerlangen.

Ob Sie nun den Weg in die freie Natur wählen, einen Spaziergang durch die Stadt oder den Besuch von Freunden planen oder nur notwendige Besorgungen erledigen möchten.

Die »TAiMA«-Rollatoren bieten Ihnen Sicherheit und Komfort bei all Ihren Vorhaben.



Entdecken Sie
die Rollatoren der
TAiMA-Familie.

TAiMA Ventum	8
TAiMA M-GT	18
TAiMA S-GT	20
TAiMA M-ECO	22
TAiMA M	23
TAiMA XC Luftbereifung	26
TAiMA XC Soft-PU-Bereifung	28
TAiMA Zubehör	30
TAiMA Technische Daten	32

DER WELTENTDECKER



Lassen Sie sich den Wind um die Nase wehen und gehen Sie auf Entdeckungsreise.

Der faltbare Leichtgewicht-Rollator »TAIMA Ventum« ist dabei Ihr zuverlässiger Begleiter, mit dem Sie auch auf einem Promenadendeck eine ausgezeichnete Figur machen werden.



Rahmenfarbe Cashmere

Rahmenfarbe Amarena



NEU: TAIiMA Ventum

Der neue Leichtgewicht-Rollator »TAiMA Ventum« repräsentiert das exklusive Segment der seit Jahren erfolgreichen »TAiMA« Modellreihe.

Er bildet die optimale Kombination aus Funktionalität, Sicherheit und individualisierbarem Design.



TAiMA Ventum
Frei wählbare Vielfalt.



Mit der **MIX & MATCH** Kollektion können Sie eine Vielzahl von Kombinationen zusammenstellen. Sie bevorzugen die sanften Töne, dann wird Ihnen der »**TAiMA Ventum**« im Farbton Cashmere sicher gefallen. Oder aber Sie fühlen sich in der Welt der kräftigen Farbtöne besser aufgehoben? Dann dürfte der »**TAiMA Ventum**« im Farbton Amarena für Sie die erste Wahl sein. Natürlich lassen sich die Farben auch kombinieren durch die Wahl des Rahmens, der Tasche und des Rückengurts.



TAiMA Ventum Grundausrüstung.

Ob für den Einkauf des täglichen Bedarfs oder die Mitnahme von Teilen für eine Verabredung? In diesen Taschen ist alles bestens aufgehoben.

Der Leichtgewicht-Rollator »TAiMA Ventum« wird in der Basisausstattung mit einer stabilen Standardtasche ausgeliefert. Sie können zwischen den drei Farben Cashmere, Schwarz oder Amarena wählen. Die Taschen sind aus einem hochwertigen und strapazierfähigem Material gefertigt und haben bis zu 5 kg Traglast. Sie lassen sich mit dem patentierten Fidlock-Magnetsystem leicht am Rollator befestigen bzw. abnehmen.



Standardtasche schwarz




Standardtasche cashmere



Standardtasche amarena



Premiumtasche mit
Fitlock Magnetsystem



TAiMA Ventum Optionales Premiumzubehör

Die abschließbare Premiumtasche mit geräumigem Innenraum ist perfekt für alltägliche Unternehmungen. Mit dem beigefügten Tragegurt kann sie auch als Umhängetasche getragen werden. Zwei offene Innenfächer – Reißverschluss an der Oberseite – ein Seitenfach mit Reißverschluss – Label in Cashmere oder Amarena an der Vorderseite.

Die verstellbaren Rückengurte in den Farben Cashmere, Schwarz und Amarena sind auf der Innenseite mit einer atmungsaktiven Polsterung gefüttert und erlauben eine sehr komfortable Sitzposition. Der hochreflektierende Schriftzug »TAiMA« verbessert die Sichtbarkeit und bietet bei Dunkelheit einen deutlich höheren Schutz.



Rückengurt cashmere



Rückengurt schwarz



Rückengurt amarena

TAiMA Ventum

Sicherheit und Komfort.

Die stufenlos verstellbaren Schiebegriffe lassen sich leicht einfahren, wenn ein geringes Packmaß, z.B. bei einer Reise, gewünscht ist.

Mit den vorhandenen Markierungen können sie danach leicht wieder auf die ursprüngliche Länge gebracht werden.



»Meine Handflächen und Gelenke werden geschont durch das weiche und hautfreundliche, aber dennoch greifsichere Material der komfortablen Soft TPE*-Handgriffe.«

* Thermoplastische Elastomere (TPE) ist ein hypoallergenes, umwelt- und hautfreundliches Material, welches jahrelang seine Qualität beibehält.



Die konkav geformten Bremsblöcke, zusammen mit den ergonomisch geformten Bremsgriffen, erlauben das kraftsparende Dosieren der Bremse mit einem hohen Wirkungsgrad.



Die Soft-PU-Bereifung der Leichtlaufräder wirken wie Dämpfer bei Unebenheiten und entlasten die Handgelenke.



Das Überwinden von kleinen Hindernissen, wie z.B. Terrassenstufen, ist mit der praktischen, beidseitigen Ankipphilfe leicht zu bewerkstelligen.



Fidlock-Magnetsystem

Mit diesem patentierten Magnet-System kann die Tasche bequem mit einem Handgriff ein- und ausgehängt werden.



Der Rollator lässt sich leicht mit einer Hand über ein Zugband in der Sitzfläche zusammenfallen.

Hochwertige Reflektoren an allen Seiten erhöhen die Sicherheit bei einsetzender Dämmerung.



Ein leichtgängiger Sicherungsbügel stabilisiert den Rollator in gefaltetem Zustand.



DER REISELUSTIGE

Die Leichtgewicht-Rollatoren der TAIMA- Modellreihe lassen sich mit ihrem geringen Gewicht und der leichten Faltbarkeit mühelos im Kofferraum eines PKW verstauen. Damit sind spontane Ausflüge oder der lange geplante Besuch von Verwandten oder Freunden kein Problem.

TAiMA M-GT

Das universelle
Leichtgewicht.

Geringes Gewicht durch
konsequente Leichtbauweise: **5,5kg**



Als führender Hersteller bietet die DIETZ GROUP Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Rollatoren. Es sind einfach zu bedienende, durchdachte Alltagshelfer für jeden Bedarf in ansprechender Optik und mit intelligenten Funktionen, die Ihnen Stabilität und sicheren Halt garantieren, wann immer es darauf ankommt. Mit nur 5,5 kg Gewicht und sinnvollen Ausstattungsmerkmalen ist der »TAiMA M-GT« wohl eines der erfolgreichsten Rollatormodelle der vergangenen Jahre.



Sicherheit und Komfort sind die primären Eigenschaften, die ein Rollator erfüllen muss.

Die allseitig angebrachten Reflektoren, eine weiche Bereifung, leichtgängige Bremsen mit Feststellfunktion sowie die hohe Festigkeit des Rahmens sind dafür wichtige Komponenten.

Ausstattung:

- Stabile Rückengurt
- Praktische Gehstockhalterung
- Netztasche (Zuladung max. 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Reflektoren
- Lenkungsdämpfer für mehr Fahrkomfort

Rahmengröße M:
Resedagrün metallic



Der »TAiMA M-GT« in der Standardrahmengröße M wirkt nicht nur optisch leicht, sondern ist auch durch die konsequente Leichtbauweise nur **5,5 kg** schwer.

Mit einer ausgezeichneten Stabilität und einem komfortablen Fahrverhalten – dank der Soft-PU-Bereifung – erweitert er sicher und bequem den Mobilitätsradius seiner Nutzer.

TAiMA S-GT

Wenig Gewicht
und schmaler
Rahmen.

Der »**TAiMA S-GT**« hat eine kleinere und schmalere Rahmengröße als der »M-GT« und ist mit 5,3 kg nochmal etwas leichter. Er eignet sich insbesondere für kleinere Personen und wenn das häusliche Umfeld etwas beengter ist. Mit seiner Breite von nur 58 cm sind auch schmalere Durchfahrten gut passierbar. Ansonsten entspricht seine Ausstattung dem des »M-GT«.



Geringes Gewicht durch
konsequente Leichtbauweise: **5,3kg**



Auch zusammengefoldet bleibt der Rollator stehen und lässt sich so leicht in einer Nische platzsparend verstauen.

Der »**TAiMA S-GT**« erweitert sicher und bequem Ihren Mobilitätsradius im Alltag.



Rahmengröße S:
Sepia metallic



Ausstattung:

- Stabile Rückengurt für eine komfortable Sitzposition
- Praktische Gehstockhalterung
- Netztasche (Zuladung max. 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dunkelheit
- Lenkungsdämpfer für mehr Fahrkomfort

TAiMA M-ECO

Das Einstiegsmodell mit
exzellenter Ausstattung.



Mit dem »TAiMA M-ECO« steigen Sie preisbewusst in die Familie der TAiMA-Rollatoren ein.

In dieser Preiskategorie nimmt er fast unangefochten eine Spitzenposition ein mit seiner umfangreichen Ausstattung.

Ausstattung:

- Rückengurt
- Praktische Gehstockhalterung
- Netztasche (Zuladung max. 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Reflektorstreifen
- Lenkungsdämpfer für mehr Fahrkomfort



TAiMA M

Der Klassiker.



Mit dem Modell »TAiMA M« wurde der Grundstein gelegt für den beeindruckenden Erfolg der, auf sieben Rollatorenmodelle angewachsenen, TAiMA-Reihe.

Ausstattung:

- Praktische Gehstockhalterung
- Netztasche (Zuladung max. 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Lenkungsdämpfer für mehr Fahrkomfort



An aerial photograph showing a winding asphalt road that curves through a dense, lush green forest. The road starts from the top left, curves around a large tree island in the center, and then continues to curve towards the right side of the frame. The forest is composed of various types of trees, with some showing early autumn colors. In the top left corner, a small wooden cabin is visible. The overall scene is peaceful and scenic.

DER NATURLIEBHABER

Die große Bereifung der beiden Leichtgewicht-Rollatoren TAIMA XC macht das Gehen über Wald- und Wiesenwege spürbar angenehmer.

Wählen Sie zwischen der Luftbereifung für eine höhere Schonung der Handgelenke oder der Soft-PU-Bereifung für eine wartungsfreie Pannensicherheit.



TAiMA XC
Outdoor-Rollator
mit Luftbereifung.



TAiMA XC – der Outdoor-Spezialist mit großen, luftbereiften Rädern.

Die besonders großen Räder sorgen dafür, dass auch rauher Untergrund bestens befahren werden kann. Dies ist der ideale Rollator, besonders dann, wenn es mal hoch hinaus in die frei Natur gehen soll, um die Aussicht zu genießen.

Ergonomisch geformte Bremsgriffe mit Feststellfunktion unterstützen beim Aufstehen und Hinsetzen.

Hochwertige Reflektoren an allen Seiten erhöhen die Sicherheit bei einsetzender Dunkelheit.



TAiMA XC Luftbereifung
Rot metallic



Die großen luftbereiften Räder bieten den maximal möglichen Fahrkomfort auch auf unruhigen Untergründen.

Ausstattung:

- Gehstockhalterung
- Netztasche (Zuladung max. 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dunkelheit
- Lenkungsdämpfer für mehr Fahrkomfort



TAiMA XC
Outdoor-Rollator
Soft-PU-Bereifung.

TAiMA XC – der Outdoor-Spezialist mit der neuartigen Soft-PU-Bereifung.
Die besonders großen Räder sorgen dafür, dass der Rollator auch abseits von befestigten Gehwegen gut zu manövrieren ist. Die neuartige Soft-PU-Bereifung hilft, den Rollator auf grobem Untergrund zu stabilisieren und wirkt schonend auf die Handgelenke. Zusätzlich bietet sie eine wartungsfreie Pannensicherheit.



Die neuartige Soft-PU-Bereifung vereint Fahrkomfort und wartungsfreie Pannensicherheit.

In die Radgabel integrierte Lenkungsdämpfer unterstützen den ruhigen Geradeauslauf der beiden Vorderräder.

TAiMA XC Soft-PU-Bereifung
Oasisgrün metallic



Ausstattung:

- Praktische Gehstockhalterung
- Netztasche (Zuladung max. 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dunkelheit
- Lenkungsdämpfer für mehr Fahrkomfort



Optionen und Zubehör

Lassen Sie sich bei der Auswahl von Optionen und Zubehör für ihren TAIMA bitte fachkundig in einem Sanitätshaus ihrer Wahl beraten und verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur das originale TAIMA Zubehör an Ihrem TAIMA-Rollator.

Ventum M-GT S-GT M-ECO M XC



Abschließbare Premiumtasche mit geräumigem Innenraum, Tragegurt, Label in Amarena oder Cashmere an der Vorderseite.

Rollatortasche in den Größen »S« und »M«, oben mit Reißverschluss verschließbar



Verstellbare Rückengurte in den Farben Cashmere, Schwarz und Amarena mit Reflektor-Schriftzug

Gepolsterter Rückengurt »Komfort«



Regenschutzhaube

Regenschirm, am Rollator montierbar, in den Farben Rot und Macchiato



Einhandbremse wahlweise rechts oder links

Verlängerte Schiebegriffe



Rückengurt »Standard«

Tablett, auf dem Speisen und kleine Gegenstände bequem und sicher transportiert werden können



Technische Daten	TAiMA Ventum	TAiMA M-GT	TAiMA S-GT
Hilfsmittelverz. Nr.	10.50.04.1264	10.50.04.1222	10.50.04.1222
Farbe Metallic	Amarena / Cashmere	Resedagrün	Sepia
Rahmen	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Gesamthöhe (mm)	775 – 950	790–950	760–860
Gesamtlänge (mm)	680	680	620
Gesamtbreite (mm)	625	630	580
Breite gefaltet (mm)	240	230	230
Sitzhöhe (mm)	610	590	510
Sitzbreite (mm)	420	450	390
Sitztiefe (mm)	200	200	200
Griffhöhe verstellbar (mm)	7 x 25	5 x 40	5 x 25
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung (kg)	150	150	150
Max. Zuladung Tasche (kg)	5	5	5
Gewicht (kg)	7,7	5,5	5,3
Radgröße (mm)	220 x 35	200 x 35	200 x 35

Empfohlene Körpergröße*	1,60 – 1,85	1,60 – 1,85	1,50 – 1,75
mit verlängerten Schiebegriffen	1,80 – 2,10	1,80 – 2,15	nicht verfügbar

*Bei Bedarf einer Sondergröße fragen Sie bitte in Ihrem Sanitätshaus nach den DIETZ Sonderanfertigungen.

Empfehlung entsprechend dem Untergrund			
Innenbereich	■	■	■
Außenbereich	■	■	■
Feld- und Waldwege			
Schmale Passagen			■

TAiMA XC / Luft	TAiMA XC / PU	TAiMA M-Eco	TAiMA M
		10.50.04.1217	10.50.04.1175
Rot	Oasisgrün	Anthrazit	Braun
Aluminium	Aluminium	Stahl	Aluminium
850–950	850–950	790–950	790–950
750	750	680	680
670	650	630	630
270	250	230	230
610	610	590	590
450	450	450	450
230	230	200	200
5 x 25	5 x 25	5 x 40	5 x 40
150	150	150	150
5	5	5	5
9,3	9,8	7,8	6,5
310 x 5	310 x 5	200 x 35	200 x 35

1,60 – 1,85	1,60 – 1,85	1,60 – 1,85	1,60 – 1,85
nicht verfügbar	nicht verfügbar	1,80 – 2,15	1,80 – 2,15

		■	■
■	■	■	■
■	■		

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
info@dietz-group.de
www.dietz-group.de

Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder Produktänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
© DIETZ GmbH, 76307 Karlsbad
Stand 04/2024 V03



Adaptiv-Rollstühle / Manuelle Rollstühle

Elektro-Rollstühle

Rollatoren

Gehhilfen

Bad & WC

DIETZ Individual / XL-, XXL-Produkte und Sonderanfertigungen

