



TAiMA-Rollatoren –
komfortabel und
sicher unterwegs.

 **DIETZ GROUP**





DER REISELUSTIGE

Die Leichtgewicht-Rollatoren der TAIMA- Modellreihe lassen sich mit ihrem geringen Gewicht und der leichten Faltbarkeit mühelos im Kofferraum eines PKW verstauen. Damit sind spontane Ausflüge oder der lange geplante Besuch von Verwandten oder Freunden kein Problem.

TAiMA S Wenig
Gewicht und
schmaler
Rahmen.



Geringes Gewicht durch
konsequente Leichtbauweise: **5,3kg**

Der »**TAiMA S-GT**« hat eine kleinere und schmalere Rahmengröße als der »M-GT« und ist mit 5,3 kg nochmal etwas leichter. Er eignet sich insbesondere für kleinere Personen und wenn das häusliche Umfeld etwas beengter ist. Mit seiner Breite von nur 58 cm sind auch schmalere Durchfahrten gut passierbar. Ansonsten entspricht seine Ausstattung dem des »M-GT«.



Auch zusammengefoldet bleibt der Rollator stehen und lässt sich so leicht in einer Nische platzsparend verstauen.

Der »**TAiMA S-GT**« erweitert sicher und bequem Ihren Mobilitätsradius im Alltag.

Rahmengröße S:
Sepia metallic



Ausstattung:

- Stabile Rückengurt für eine komfortable Sitzposition
- Praktische Gehstockhalterung
- Netztasche (Zuladung max. 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dunkelheit
- Lenkungsdämpfer für mehr Fahrkomfort



Adaptiv-Rollstühle / Manuelle Rollstühle

Elektro-Rollstühle

Rollatoren

Gehhilfen

Bad & WC

DIETZ Individual / XL-, XXL-Produkte und Sonderanfertigungen

