

TAiMA –  
so geht Rollator.



Wir gestalten Mobilität.

# Rollator XXL

## Der Rollator für hohe Belastung

Mit seiner leichten, aber dennoch sehr stabilen Rahmenkonstruktion eignet sich der Rollator XXL besonders dann, wenn eine hohe Belastbarkeit gewünscht wird. Er ist auch mit Einhandbremse, verlängerten Schiebegriffen oder Armauflagen erhältlich.



### Produkt-Ausstattung

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Breiter Softsitz
- Abnehmbarer Rückenbügel
- Pannensichere Bereifung
- Schiebegriffe verdrehsicher und höhenverstellbar
- Integrierter Klappmechanismus

### Zubehör (ohne Abbildung)

- Tablett
- Einhandbremse



### Rollator XXL

HMV-Nr.	10.50.04.2005
Farbe	Silber
Sitz T x B x H (mm)	340 x 600 x 540
Gesamtmaße L x B x H (mm)	730 x 710 x 820-925
Maß gefaltet (mm)	300
Max. Belastbarkeit (kg)	200
Gewicht (kg)	ohne / mit Zubehör 11,8 / 12,6



Adaptiv-Rollstühle / Manuelle Rollstühle

DIETZ Power Elektro-Rollstühle

Rollatoren

Gehwagen / Gehhilfen

Scooter

Bad & WC

DIETZ Individual / XXL

DIETZ GmbH  
Reutäckerstraße 12  
76307 Karlsbad  
[www.dietz-group.de](http://www.dietz-group.de)

Ihr Sanitäts-Fachhaus