

# TECHNISCHE DATEN

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeiten in km/h, Maßtoleranzen  $\pm 10$  mm,  $\pm 2^\circ$ ,  
Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

CL 409 1.254

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Länge ohne Korb in mm  | 1.200                        |
| Breite in mm   | 610                          |
| Sitzhöhe in mm, verstellbar                                    | 420 – 480                    |
| Sitztiefe in mm  | 410                          |
| Rückenhöhe in mm   | 450                          |
| Sitzbreite in mm, verstellbar                                  | 450 – 670                    |
| Transporthöhe (bei umgeklappter Lenksäule und ohne Sitz) in mm | 600                          |
| Anzahl der Räder   | 4                            |
| Raddurchmesser Lenkrad in mm                                   | 260                          |
| Raddurchmesser Antriebsrad in mm                               | 260                          |
| Bodenfreiheit in mm  | 100                          |
| Hindernisüberwindung, max. in mm                               | 60                           |
| Wendekreis (Radius) in mm                                      | 1.600                        |
| Motor-Dauerleistung in W                                       | 210 W                        |
| Motor-Spitzenleistung in W                                     | 850 W                        |
| Batterien in Ah  | 28,1 Ah (5 h) / 35 Ah (20 h) |
| Ladegerät in A   | 4 A                          |
| Elektronik in A  | 70 A                         |
| Reichweite, max. (unter Testbedingungen) in km                 | 30                           |
| Zul. Steigungen / Gefälle in Grad (Prozent)                    | 9° (16 %)                    |
| Leergewicht in kg mit Batterie                                 | 91,5                         |
| Zulässiges Nutzergewicht in kg                                 | 136                          |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg                                 | 230                          |
| Geschwindigkeit, max. in km/h                                  | 6                            |

## MEYRA GmbH

📍 Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf

☎ Tel +49 5733 922 - 0  
Fax +49 5733 922 - 9311

✉ info@meyra.de

www.meyra.de

by www.bwv.gmbh




**ORTOPEDIA**  
EINE MARKE VON MEYRA

**CL 409**  
Das wirtschaftliche  
Elektromobil

E-POWER

# STADTBUMMEL MAL ANDERS



Der neue CL 409 ist ein zuverlässiger Begleiter für den Alltag – ob beim Shoppen im Einkaufszentrum, Sightseeing in der Stadt oder Ausflug in den Park. Sein Sitzsystem mit stufenlos einstellbarem Rückenwinkel und hohem Sitzkomfort ist in seiner Produktklasse einzigartig. Es überzeugt seine Nutzer mit einer bequemen Sitzposition auch auf längeren Strecken. Die Benutzerführung ist klar strukturiert und sorgt für ein einfaches und intuitives Handling – so steht einem ausgiebigen Stadtbummel nichts mehr im Weg!

Neueste sparsame LED-Technik



Einfache Benutzerführung



Gefedertes Komfort-Sitzsystem, große Beinfreiheit und stufenlose Sitzverstellung



Äußerst robuster Kassettenrahmen

Modernes Design mit gefälligen Formen in Trendfarben



Aluminium Felgen