

Oberkörperpositionierung



Sicherheitsgurte in Autos und Kinderautositze sind alle standardisiert getestet. Der Rollstuhlfahrer verdient nichts Geringeres. Die Bodypoint® Gurte sind gemäss allen möglichen Sicherheits- und Leistungsstandards unabhängig getestet. Inklusive ISO, ANSI/RESNA und EN.

Universalband

Geeignet für ganztägige oder Teilzeit-Positionierungsanforderungen wie z.B. für Reisen mit dem Fahrzeug (kein Ersatz für Sicherheitsgurt), beim Sport, beim Lernen oder Arbeiten. Gibt auch einen optimalen Halt auf unebenem Gelände.

Elastisches Universalband



SP110S	Small, Breite:	7.5 cm
SP110L	Large, Breite:	11.5 cm
SP110XL	X-Large, Breite:	15 cm

Leicht anzubringen und vielseitig verwendbar: Es eignet sich als Positionierungshilfe für Benutzer und Therapeuten. Das Band kann auch zur flexiblen Fixierung der Oberschenkel benutzt werden. Die verstärkte Daumenschleife ermöglicht die einfache Handhabung auch mit eingeschränkter Handfunktion.

Benutzbare Länge: 142 cm

- Leicht zu bedienender Klettverschluss für einhändiges Öffnen und Einstellen
- Einfaches Zuschneiden ohne Ausfransen

Elastisches Verlängerungsband



SP111S,	Small, Breite:	7.5 cm
SP111L,	Large, Breite:	11.5 cm
SP111XL,	X-Large, Breite:	15 cm

Das Verlängerungsband ist die ideale Ergänzung für das Universalband. Es ermöglicht, dieses auch an breiten Rollstühlen oder um Autositze herum anbringen zu können. Alle Verlängerungsbänder haben eine Länge von 72.5 cm.