

Sitzkissen

Antidekubitus-Sitzkissen

Ob im Rollstuhl, am Arbeitsplatz oder zu Hause – unsere Sitzkissen sind zuverlässige Begleiter. Sie bieten Entlastung, fördern das Wohlbefinden und sorgen für eine stabile Sitzposition. Unsere Sitzkissen fördern eine gesunde, druckentlastende Sitzposition und passen sich individuell an Deine Bedürfnisse an – für mehr Komfort, Stabilität und Freiheit im Alltag. Ob aktiv unterwegs oder mit besonderen Anforderungen – finde das Modell, das Dich optimal unterstützt.




XSEAT®
light

Dekubitusprophylaxe-Sitzkissen

- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Zur Dekubitusprophylaxe



Das XSEAT® light ist ein zweischichtig aufgebautes Dekubitusprophylaxe-Sitzkissen. Die obere Schicht besteht aus hochwertigem Visco-Schaum (Memory-Schaum), der einen hohen Sitzkomfort bietet.



Eigenschaften PU-Bezug

- Abnehmbar, waschbar bis 95°C, wischdesinfizierbar, desinfektionsmittelbeständig

Besonderheiten

- Oberplatte aus Visco-Schaum

Technische Daten

- Offenporiger atmungsaktiver Schaum
- Autoklavierbar
- Wasserdicht dennoch atmungsaktiv
- Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte
- Medizinprodukt nach der MDR
- Wartungsfrei
- Patientengewicht: 20-120 kg