

culla

Therapie- und Pflegesessel



elmi
reha



culla balance transfer duo *outdoor*

für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

culla balance transfer duo bietet dank der perfekten Passform und Polsterung in Memory-Schaum optimalen Komfort beim Sitzen. Memory-Schaum ist ein viskos-elastisches Material, das sich aufgrund der Körperwärme verformt und diese Form auch nach der Benutzung für einige Zeit beibehält.

culla balance transfer duo verfügt über eine abnehmbare Kopfstütze. Der Schulterbereich ist breiter. Die Fußstütze ist ergonomisch geformt und bietet somit Halt für die Unterschenkel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit. Die beidseitig abnehmbaren Armlehnen ermöglichen einen einfachen seitlichen Transfer des Patienten ohne Hilfe von Liftern. Dadurch wird die damit verbundene körperliche Anstrengung der Pfleger vermieden.

culla balance transfer duo ist dank der großen Vollgummireifen 400/40 und der dynamischen Bremse sicher und geeignet für den Einsatz im Freien.

erhältlich in der Farbe: taupe/mandarin

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenbreite	53 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Kopfstütze	abnehmbar und höhenverstellbar
Räder	2 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Vorderrolle, 150/30 mm 2 Vollgummi-Hinterreifen, 400/40 mm
Bremse	dynamische Bremsen und Feststellbremse
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Armlehnen	beidseitig abnehmbare Armlehnen
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Memory Foam – Report reference: TFFL58877

Zubehör



Frottèüberzug waschbar mit 40°
(art. CC5001)



Infusionsstange inklusive Halterung
(art. CC5004)



Serviertisch neigbar inklusive Halterung
(art. CC5003)



Reduktionskissen für Höhe und Tiefe
(art. CC5006)



Elmi GmbH

Handwerkerzone 25
39052 Kaltern (BZ) Italy

Tel: +39 0471 961002

Fax: +39 0471 962374

info@elmi-reha.it

www.elmi-reha.it

represented by



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch