

XFamily²

Generation² – Funktionalität und Design




Die Breezy XFamily²!

Optimierter Einsatzbereich.

Sechs Rollstühle – Ein Konzept. In kürzester Zeit tauschen Sie Teile unter den Modellen und führen individuelle Anpassungen durch.

Die Vorteile auf einen Blick:


- Durchdachtes und komplexes System – Modular und leicht konfigurierbar. Bestens geeignet für den individuellen Einsatz.
- Gleichteile, welche die Lagerbewirtschaftung erleichtern.
- Der flexible Einsatz auch innerhalb der Vermietung und in Kliniken.
- Leichte Re-Konfigurierung, die Anpassung und Nachrüstung kann nicht einfacher sein.
- Niedrige Lagerbestände – minimale Bindung der Ressourcen.
- Einfache Logistik – schnelle Reaktionsfähigkeit.





Relax²

Starke Optik,
hervorragender Komfort
und Multifunktionalität.
Mit vielfältigen Optionen
für die perfekte Mobilität.



Stufenlos verstellbarer Rückenwinkel
für die optimale Positionierung.
Rückenwinkel von 0° bis 35°.
Kippsitz von -3° bis 25°.



Stufenlos verstellbare Sitztiefe.
Einstellbar von 42 bis 50 cm.



Neu konzipierte Fußstütze höhenverstellbar.
Verbesserte Funktion in ansprechendem Design.



 **Breezy®**
Premium products. Quality service.

Alle Produkte der Breezy XFamily²
sind Crash-getestet nach ISO 7176-19.



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch