



MANUAL

Standard-, Leichtgewichts-, Multifunktionsrollstühle

BUDGET

9.050

HMV-Nr. 18.50.02.0117

NUTZERPROFIL

- ✓ Schiebe-Greifreifenantrieb
- ✓ Rheuma
- ✓ Geriatrische Versorgung.

WIRTSCHAFTLICH UND INNOVATIV

Der BUDGET ist durch sein einfaches Handling im Alltag gut für den häuslichen und stationären Bereich geeignet.

- Vordere Sitzhöhe ist ohne Austausch von Komponenten variabel
- Komfortentnahmefunktion des Seitenteils
- Serienmäßige Radstandverlängerung mit einmaliger Optimierung der Manövrierbarkeit für Begleitperson
- Faltbar
- Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, winkelverstellbare Fußplatten
- Verriegelbare Armlehnen, nach hinten abklappbar
- Alle Antriebsräder inkl. Steckachse, Auftrittshilfe serienmäßig
- Druck- oder Trommelbremse für Begleitperson (Option)



Kniehebelbremse



Verriegelbare
Armlehnen nach
hinten abklappbar



Beinstützen abnehmbar,
wegschwenkbar



Rücken mit Lumbalnack

Komfortentnahmefunktion des
Seitenteils

Vordere Sitzhöhe einstellbar ohne
Teiletausch. Sitzhöhe vorne / hinten:
470 – 510 mm / 440 – 490 mm
Sitztiefe: 430 mm

Rahmenfarbe Silverline



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 19,6 kg



Sitzbreiten
von
380 – 510 mm

