



MANUAL

Standard-, Leichtgewichts-, Multifunktionsrollstühle

EUROCHAIR² 2.750

HMV-Nr. 18.50.02.2122

NUTZERPROFIL

- ✓ Für den dauerhaften Alltagsgebrauch
- ✓ Für die optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Verstellvarianz
- ✓ Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Zielen
- ✓ Für große und breite Personen

DAS LEICHTGEWICHT FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Der EUROCHAIR² fördert die selbständige Mobilität durch feinstufige Anpassung von Sitz, Rückenlehne und Fahrwerk an den Nutzer. Eine einfache Bedienung, bessere Leichtlaufeschaften bei geringen Antriebskräften und ein reduziertes Gewicht erleichtern das Alltagshandling.

- Faltbar und individuell anpassbar
- Seitenteil höhenverstellbar, hochschwenkbar, abschwenkbar, abnehmbar
- Winkelverstellbarer Steuerkopf
- Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbarer Armauflage
- Anpassrücken
- Umfangreiches Zubehör und schnelle Ersatzteilversorgung durch das MEYRA-Baukastensystem



Höhenverstellbares
Seitenteil mit
tiefeinstellbarer
Armauflage



Doppelschere in Serie



Sitz- und Rückengurt: Gepolstert, schwarz


Sitzhöhe variabel: 470 – 520 mm
Sitztiefe variabel: 400 – 460 mm

Radstandsverlängerung durch Drehen des Varioblockes nach hinten

Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar.
Fußplatten winkelverstellbar, inkl. Einzelwadengurt



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 17,5 kg



Sitzbreiten
von
380 – 530 mm

