

# Normandie

Geriatrische Sessel



**VERMEIREN**  
we care for you



## Normandie

### Geselligkeit mit Komfort

Normandie ist ein bequemer und wohnlich gestalteter Sessel. Sein schlankes Design bietet Komfort und passt zu jeder Einrichtung.

Mit einer einstellbaren Rückenlehne und einer automatisch einstellbaren Beinstütze sitzt man den ganzen Tag sehr komfortabel. Der starke und stabile Metallrahmen sorgt für Stabilität beim Ein- und Aussteigen.

Die Rückenlehne kann abgenommen werden und lässt sich leicht verstauen. Dies erleichtert die Aufbewahrung oder einen allfälligen Transport.



**Normandie mit Tisch**



*Schiebebügel*

*Armlehne einstellbar*

*Griff zum zurücklehnen*

*Absenkbare Armlehne  
für einfachen Transfer*

### Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

**VERMEIREN** ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Der Normandie ist in verschiedenen Farben erhältlich. Optionen wie Serumhalter, Tisch etc. sind möglich.



*Rückenlehne demontiert*

# Normandie

## Optionen



**B12 - Holztisch**

**B22 - Abduktionsblock  
(mittel oder gross)**

**B52 - Serumhalter**

**M - Breite Armpolster**

## Farben



**GS - Kunstleder  
hellgrau**



**BR - Kunstleder  
braun**



**37- Kunstleder  
blau**



**33 - Kunstleder  
lavendel**



**ZW - Kunstleder  
schwarz**

## Technical data

■ Gesamtbreite	685 mm
■ Gesamthöhe	1200* / 1205** mm
■ Gesamtlänge	860 mm
■ Sitzbreite	500 mm
■ Höhe Armlehnen	150 - 210 mm
■ Rückenlehnenwinkel	13° - 45°


■ Sitzhöhe	500* / 520** mm
■ Höhe Rücken	750 mm
■ Sitztiefe	480 mm
■ Gewicht Normandie	27,8* / 29,15** kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

\* Ohne Rollen / \*\* Mit Rollen  
Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
[info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.