

FÜR DEN AKTIVEN ROLLSTUHLFAHRER

- ▶ Perfekt für Benutzer, die sich häufig umsetzen
- ▶ Hervorragende Seiten- und Frontstabilität
- ▶ Verfügt über eine praktische Aufbewahrungstasche, um persönliche Gegenstände in Reichweite zu haben



Vertiefung zur Entlastung der Sitzbeinhöcker – zwei Kammern
für hervorragende Druckminderung im Bereich um das Sitzbein und zusätzliche Positionierungsmöglichkeiten

Trochanterabstützung
Zusätzliche Dichte für mehr Seitenstabilität | verteilt den Druck neu und schafft eine Vertiefung zur Entlastung der Sitzbeinhöcker



Ergonomisch geformter Schaumstoff
Für einfaches Umsetzen

SmartCell – Schaumstoffbarriere
Minimiert das Verrutschen nach vorne

Das Vicair Active 02 ist das ideale Kissen für Rollstuhlfahrer, die sich häufig umsetzen. Die Vorderseite aus Schaumstoff vereinfacht den Transfer. Gleichzeitig bieten die mit SmartCells gefüllten hinteren Kammern optimalen Hautschutz und Komfort. Das Active 02 verfügt über eine leicht zugängliche Aufbewahrungstasche für wertvolle Gegenstände, wie beispielsweise Ihr Handy. Kurz gesagt: alles was Sie brauchen, um Ihren aktiven Lebensstil aufrechtzuerhalten! vicair.com/active-o2

TECHNISCHE ANGABEN

Höhe	6 und 9 cm
Durchschnittliches Gewicht	1250 g
Max. Belastung	200 kg



**100 % NIEDERLÄNDISCHES
PRODUKT**

www.vicair.com

plaschko
partner
Beratung • mobilität • schulung