

culla

Therapie- und Pflegesessel



elmi
reha

culla

Therapie- und Pflegesessel

-mobiler Therapie- und Multifunktionssessel/Tagesbett-

culla ist ein therapeutischer und entspannender Stuhl, der dem Patienten Sicherheit, Wärme, Entspannung und Wohlbefinden garantiert. Die Sitz- und Liegeposition kann mit dem verstellbaren Griff verändert werden.

culla bietet dank der perfekten Passform und der hochwertigen Polsterung optimalen Komfort, ob beim Sitzen, Relaxen oder Liegen. Der bequeme Einstieg erleichtert dem Pfleger die Überführung des Patienten in den Sessel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit, da der Körper sich so in einer embryonalen Haltung befindet.

culla hilft Menschen mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung, bietet Entlastung für Menschen mit Muskelproblemen oder Altersschwäche, beruhigt Menschen, die an Alzheimer oder Parkinson erkrankt sind, erleichtert das Sitzen für Patienten, die an Arthritis leiden, hilft Menschen mit einer Gehbehinderung, stärkt das Gefühl des Wohlbefindens und der Entspannung bei Menschen mit Angstzuständen und Depression, hilft Schlaganfallpatienten, Menschen die an Chorea Huntington leiden oder im Wachkoma liegen und intensiviert durch die embryonale Haltung das Gefühl von Wärme und inneren Frieden.

culla hilft bei der Pflege zu Hause, in Pflege- und Seniorenheimen, Krankenhäusern, Altenwohnheimen, Therapiezentren, Spezialkliniken und an vielen weiteren Orten. Der Sessel verbessert die Lebensqualität bei Menschen, welche die meiste Zeit in sitzender oder liegender Position verbringen müssen und die Mobilität nicht verlieren möchten.



culla care indoor

für den Gebrauch im Innenbereich

culla care ist ein therapeutischer und entspannender Stuhl, der dem Patienten Sicherheit, Wärme, Entspannung und Wohlbefinden garantiert. Die Sitz- und Liegeposition kann mit dem verstellbaren Griff verändert werden.

culla care bietet dank der perfekten Passform und der hochwertigen Polsterung optimalen Komfort, ob beim Sitzen, Relaxen oder Liegen. Der bequeme Einstieg erleichtert dem Pfleger die Überführung des Patienten in den Sessel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit, da der Körper sich so in einer embryonalen Haltung befindet.

erhältlich in den Farben: blau, grün, rot, gelb

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Räder	4 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Rolle mit Bremse, 125/30 mm
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Espanso Catas UNI 9175//87 UNI 9175 FA-1/94 1.IM



culla care outdoor

für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

culla care ist ein therapeutischer und entspannender Stuhl, der dem Patienten Sicherheit, Wärme, Entspannung und Wohlbefinden garantiert. Die Sitz- und Liegeposition kann mit dem verstellbaren Griff verändert werden.

culla care bietet dank der perfekten Passform und der hochwertigen Polsterung optimalen Komfort, ob beim Sitzen, Relaxen oder Liegen. Der bequeme Einstieg erleichtert dem Pfleger die Überführung des Patienten in den Sessel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit, da der Körper sich so in einer embryonalen Haltung befindet.

culla care ist dank der großen Vollgummireifen 400/40 und der dynamischen Bremse sicher und geeignet für den Einsatz im Freien.

erhältlich in den Farben: blau, grün, rot, gelb

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Räder	2 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Vorderrolle, 150/30 mm 2 Vollgummi-Hinterreifen, 400/40 mm
Bremse	dynamische Bremsen und Feststellbremse
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Espano Catas UNI 9175//87 UNI 9175 FA-1/94 1.IM



culla care baby *indoor*

für den Gebrauch im Innenbereich

culla care baby ist ein therapeutischer und entspannender Stuhl, der dem Patienten Sicherheit, Wärme, Entspannung und Wohlbefinden garantiert. Die Sitz- und Liegeposition kann mit dem verstellbaren Griff verändert werden.

culla care baby hilft Kindern mit körperlicher oder geistiger Behinderung, bietet Entlastung für Kinder mit Muskelproblemen, Schwäche oder motorischen Schwierigkeiten, beugt Druckgeschwüren vor, stärkt das Gefühl des Wohlbefindens und der Entspannung bei Kindern mit Angstzuständen und Depression, hilft Kindern die im Wachkoma liegen und intensiviert durch die embryonale Haltung das Gefühl von Wärme und inneren Frieden.

erhältlich in den Farben: blau, grün, rot, gelb



auf Anfrage auch mit Polsterung in Memory-Schaum: (viskos-elastisches Material, das sich aufgrund der Körperwärme verformt und diese Form auch nach der Benutzung für einige Zeit beibehält)

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	-
Sitztiefe	-
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Räder	4 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Rolle mit Bremse, 125/30 mm
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Espanso Catas UNI 9175//87 UNI 9175 FA-1/94 1.JM



culla care baby outdoor

für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

culla care baby ist ein therapeutischer und entspannender Stuhl, der dem Patienten Sicherheit, Wärme, Entspannung und Wohlbefinden garantiert. Die Sitz- und Liegeposition kann mit dem verstellbaren Griff verändert werden.

culla care baby hilft Kindern mit körperlicher oder geistiger Behinderung, bietet Entlastung für Kinder mit Muskelproblemen, Schwäche oder motorischen Schwierigkeiten, beugt Druckgeschwüre vor, stärkt das Gefühl des Wohlbefindens bei Kindern mit Angstzuständen und Depression, hilft Kindern die im Wachkoma liegen und intensiviert durch die embryonale Haltung das Gefühl von Wärme.

culla care baby ist dank der großen Vollgummireifen 400/40 und der dynamischen Bremse sicher und geeignet für den Einsatz im Freien.

erhältlich in den Farben: blau, grün, rot, gelb



auf Anfrage auch mit Polsterung in Memory-Schaum: (viskos-elastisches Material, das sich aufgrund der Körperwärme verformt und diese Form auch nach der Benutzung für einige Zeit beibehält)

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	-
Sitztiefe	-
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Räder	2 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Vorderrolle, 150/30 mm 2 Vollgummi-Hinterreifen, 400/40 mm
Bremse	dynamische Bremsen und Feststellbremse
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Espano Catas UNI 9175//87 UNI 9175 FA-1/94 1.IM

Zubehör



Kunstfellüberzug waschbar mit 60°
(art. CC5000)



Frottèüberzug waschbar mit 40°
(art. CC5001)



Infusionsstange inklusive Halterung
(art. CC5004)



Serviertisch neigbar inklusive Halterung
(art. CC5003)



Reduktionskissen für Höhe und Tiefe
(art. CC5006)



Elmi GmbH

Handwerkerzone 25
39052 Kaltern (BZ) Italy

Tel: +39 0471 961002

Fax: +39 0471 962374

info@elmi-reha.it

www.elmi-reha.it

represented by



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch