

# culla

*Therapie- und Pflegesessel*



elmi  
reha



## culla care outdoor

für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

**culla care** ist ein therapeutischer und entspannender Stuhl, der dem Patienten Sicherheit, Wärme, Entspannung und Wohlbefinden garantiert. Die Sitz- und Liegeposition kann mit dem verstellbaren Griff verändert werden.

**culla care** bietet dank der perfekten Passform und der hochwertigen Polsterung optimalen Komfort, ob beim Sitzen, Relaxen oder Liegen. Der bequeme Einstieg erleichtert dem Pfleger die Überführung des Patienten in den Sessel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit, da der Körper sich so in einer embryonalen Haltung befindet.

**culla care** ist dank der großen Vollgummireifen 400/40 und der dynamischen Bremse sicher und geeignet für den Einsatz im Freien.

erhältlich in den Farben: blau, grün, rot, gelb

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Räder	2 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Vorderrolle, 150/30 mm 2 Vollgummi-Hinterreifen, 400/40 mm
Bremse	dynamische Bremsen und Feststellbremse
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Espano Catas UNI 9175//87 UNI 9175 FA-1/94 1.IM

# Zubehör



Frottèüberzug waschbar mit 40°  
(art. CC5001)



Infusionsstange inklusive Halterung  
(art. CC5004)



Serviertisch neigbar inklusive Halterung  
(art. CC5003)



Reduktionskissen für Höhe und Tiefe  
(art. CC5006)



**Elmi GmbH**

Handwerkerzone 25  
39052 Kaltern (BZ) Italy

Tel: +39 0471 961002

Fax: +39 0471 962374

[info@elmi-reha.it](mailto:info@elmi-reha.it)

[www.elmi-reha.it](http://www.elmi-reha.it)

*represented by*



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen  
Telefon +41 56 618 32 32 | [BinderRehab.ch](http://BinderRehab.ch)