



inspire joy of life

NETTI
PRODUKTE

NETTI 4U CED

Multifunktionsrollstuhl mit vielen Optionen

Der Stuhl bietet gute ergonomische Lösungen und ist benutzerfreundlich.
Funktionelle Basis für das Netti Dynamic System.

COMPACT
EASY-TO-USE
DESIGN



ERGONOMISCHER SCHIEBEBÜGEL

Mit dem ergonomischen winkelregulierbaren Schiebebügel kommt die Begleitperson nah an den Körper des Benutzers. Der Schiebebügel ist schnell und einfach in der Höhe verstellbar und kann somit an die Größe der Begleitperson angepasst werden.

KURZE SITZTIEFE MÖGLICH

Eine Sitztiefe von 375 mm möglich für kleine Personen. Die Sitztiefe kann um 75 mm ohne Veränderung von Komponenten eingestellt werden.

FLEXIBLE SITZBREITE

Durch ein Sitzbreitenkit können die Sitzbreiten 350, 400, 430 und 450 mm um +12/24 mm erweitert werden. Alle Sitzbreiten können mit Reduzierungspolstern um -15/30 mm reduziert werden.

ANPASSBARER VELCRO RÜCKEN

Netti 4U CED kommt mit anpassbarem 6-teiligem Velcro-Rücken als Standard.

NETTI 4U CED



Flexible Armlehne

Die Armlehne lässt sich bei Nichtgebrauch nach oben hinweg hinter das Rückenkissen klappen. Die Position des Armlehnenpolsters kann per Knopfdruck variiert werden, um die optimale Position zu erreichen – egal ob man im Stuhl oder am Tisch sitzt oder aufstehen möchte.



Auch komplett Dynamisch

Mit dem Netti Dynamic System wird der Netti 4U CED der ideale Rollstuhl für Nutzer mit Bewegungsstörungen. Der Rollstuhl passt sich dem Nutzer an und ist während einer Spastik oder Kontraktion einer geringeren Druckbelastung ausgesetzt.

Kopfstütze, Rücken, Sitzeinheit und Fußstützen passen sich an und absorbieren die Ausdehnungsbewegungen.



Ausziehstücke für Beinlängenausgleich

Empfohlen für Hüftasymmetrien oder Beckenrotationen. Bis zu 100 mm nach vorne einstellbar.



Universal-Transportkorb

Ermöglicht einen flexiblen Einsatz von verschiedenen medizinischen Geräten oder anderen Transportgütern.



Feste Rückeneinheit

Für Benutzer, die eine festere Rückenstütze benötigen, ist ein Aluminium Rücken in Rückenhöhe 500 mm oder 600 mm verfügbar.



Fußkasten für unruhige Benutzer

Empfohlen für unruhige Benutzer. Schaumgepolstert mit Überzug aus kräftigem Skai, das leicht zu reinigen ist. Durch Verwendung von Schließbrackets lässt sich der Fußkasten leichter anbringen bzw. abnehmen.



Verfügbar in XL

Um auch großen Menschen einen außergewöhnlichen Komfort zu bieten, ist der Netti 4U CED XL in den Sitzbreiten 550 und 600 mm verfügbar. Durch das geringe Gewicht und die Kompaktheit lässt sich der Rollstuhl leicht schieben bzw. antreiben.



350-600 mm
S: 350-430 mm

Sitzbreite



425-500 mm
S: 375-450 mm

Sitztiefe



500 mm
(600 mm)

Rückenhöhe



465-500 mm
(440)

Sitzhöhe



-5° - +20°

Sitzwinkel



90°-135°

Rückenwinkel



S: 130 kg
160 kg

Belastbarkeit



30-32 kg

Gewicht



Max.
S: 130 kg
136 kg

Crashtest



18.50.02.7044
50.45.07.2019
CED XL: SBI

HMV & PHMV



DYNAMIC



Meyra GmbH

Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf



Netti Spezialisten

info@my-netti.com
Tel.: 0800 888 45 60
Fax: 0800 888 45 68

www.my-netti.de

MEYRA 2022-04 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
Ident-Nr. 261505800

Bildnachweis: Seiten 4 © „Vasyl“ – stock.adobe.com; Seite 26 © „bphoto“ – stock.adobe.com;
Seiten 100, 101 Icon user group © „martialred“ – stock.adobe.com