

exacta®



Dieses klassische 2-Schlauch-Blutdruckmessgerät wurde weiter verbessert und im Gewicht reduziert. Hochwertiges Präzisions-Blutdruckmessgerät – 2-Schlauch-Modell mit schwarz lackiertem Metallgehäuse.

- › Edelstahl-Metallklammer zur Befestigung des Manometers an der Manschette
- › Präzisions-Luftablassventil mit Feineinstellung, verschleißfrei
- › Mikrofilter schützt Luftablassventil und Messsystem
- › Für bessere Ablesbarkeit der Werte konzipiert
- › Latexball zum Aufpumpen der Manschette
- › Linearskala Ø 49 mm von 0 bis 300 mmHg
- › Maximale Fehlertoleranz ± 3 mmHg
- › Geliefert in einer Vinyl-Reißverschluss tasche
- › Umfassende Auswahl an Manschettengrößen
- › Zugelassen von der British and Irish Hypertension Society (BIHS)
- › Latexfreie Versionen verfügbar – Bestellung durch Hinzufügen von „LF“ vor der Artikelnummer (z. B. LF1350)

1350-100	exacta® Manometer, ohne Manschette
1350	exacta®, Klettenmanschette (Erwachsene)
1350-130	exacta®, Klettenmanschette (Kind)
1350-123	exacta®, Klettenmanschette (Erwachsene starke Arme)

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte **riester.de**