

EUROCHAIR LAGER- VARIANTE 1.750

HMV-Nr. 18.50.02.2085

NUTZERPROFIL

- ✓ Für den dauerhaften Alltagsgebrauch
- ✓ Für die optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Verstellvarianz
- ✓ Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- ✓ Für große und breite Personen

INDIVIDUELL ANGEPASST

Der EUROCHAIR verfügt über viele Anpassungsmöglichkeiten ohne Teiletausch und ist daher ideal für die individuelle Anpassung geeignet. Die Antriebsradposition ist horizontal und vertikal verstellbar für noch mehr Flexibilität.

Sehr kurze Umbauzeiten, hohe Variabilität durch Nachrüstsätze und geringes Gewicht erleichtern das Alltagshandling.

- Lagervariante
- Optimale Versorgung von zahlreichen Krankheitsbildern
- Hohe Verstellvarianz und individuelle Anpassung
- Servicefreundlich
- Viele Anpassungsmöglichkeiten sind ohne Teiletausch möglich
- Leicht zu transportieren
- Umfangreiches Baukastensystem
- Faltbar



Winkelverstellbarer
Steuerkopf, Alu
Lenkgabel



Hohe Variabilität durch
Nachrüstsätze



Umrüstung schnell und
gezielt möglich ohne
Teiletausch



Seitenteil hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar

Sitzhöhe vorne / hinten:
430 – 510 mm / 430 – 530 mm
Sitztiefe: 400 – 460 mm

2 Rahmenfarben zur Auswahl

Beinstützen nach innen und außen
abschwenkbar, winkelverstellbare
Fußplatten



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 15 kg
(mit Druck-
bremse)



Sitzbreiten
von
380 – 530 mm

