



# E-POWER

Produkte & Sondersteuerungen

# iCHAIR MC1 LIGHT 1.610

HMV-Nr. 18.50.04.0124

## NUTZERPROFIL

- ✓ Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- ✓ Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- ✓ Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung

## DER INTELLIGENTE EINSTEIGER-ELEKTRO-ROLLSTUHL

- Für eine entspannte Positionierung und effektive Druckentlastung
- Steht in drei verschiedenen Sitzbreiten zur Verfügung
- Einfache und effektive Wartung durch ausziehbaren Batteriekasten
- Zweigeteilte Alufelgen für schnellen und einfachen Service
- Hochwertige, stoßgeschützte und leuchtstarke LED-Beleuchtung für mehr Sicherheit
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern
- LiNX-Steuerung:
  - ✓ Verschiedene Sitzfunktionen direkt auswählbar: elektrische Sitzkantelung (stufenlos um 28 Grad), elektrische Rückenverstellung
  - ✓ Drei Fahrfunktionen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten voreingestellt: Innenbereich (Indoor); Außenbereich langsam (Outdoor Slow) und Außenbereich schnell (Outdoor Fast)
  - ✓ Optische Licht-Signale und unterschiedliche Audio-Codes bei Einstellungen z. B. für Menschen mit einer Sehbehinderung



Elektrischer Rücken (optional)



Elektrische Kantelung (optional)

LiNX™



Elektrische Rückenwinkelverstellung von -10° bis 50° (optional)



Standard-Seitenteil



Das Bedienmodul und die Oberfläche der LiNX-Steuerung sind leicht verständlich, einfach zu bedienen und bieten eine intuitive sowie individuelle Konfigurierung



Elektrische Sitzkantelung von -4° bis 24° (optional)

Lenkräder mit Alufelgen



Geschwindigkeit 10 km/h (optional)



Benutzergewicht bis 130 kg

