



E-POWER

Produkte & Sondersteuerungen

iCHAIR MC2 1.611

HMV-Nr. 18.50.04.0125 /
18.99.06.1121 (mit Sitzlift)

NUTZERPROFIL


- ✓ Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- ✓ Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

DER HECKANGETRIEBENE, LEISTUNGSSTARKE ALLROUND-ELEKTROLLSTUHL

- Kompakte Abmessungen, serienmäßige Federung und vielfältige Optionen
- Komfortabel und sicher
- Optimale Unterstützung beim Langzeitsitzen und auf unebenem Gelände
- Verschiedene Sitzsysteme für individuelle Bedürfnisse z. B. Netti Sitzsysteme, Ride Designs Ride Forward Sitzeinheit, ErgoSeat-Sitzsysteme
- Druckentlastung und Erweiterung des Bewegungsradius durch Scherenlift und elektrische Sitzkantelung
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Für mehr Power: Verstärkte Motorleistung mit 2 x 350 W wählbar



Elektrische Sitzkantelung mit optionalem Scherenlift 300 mm



Individuell einstellbare Hinterradfederung



Elektrisch verstellbare Beinstütze (optional)

Aktive LED-Beleuchtung

Lenkräder mit Alufelge



Benutzer-
gewicht
bis 160 kg



Elektrische
Sitzkantelung
-2° bis +26° /
0 bis 50°; Mit
Sitzlift 300 mm:
0 bis 30°



Elektrischer
Rücken
-10° bis 50°

