

Unterkörperpositionierung



Sicherheitsgurte in Autos und Kinderautositze sind alle standardisiert getestet. Der Rollstuhlfahrer verdient nichts Geringeres. Die Bodypoint® Gurte sind gemäss allen möglichen Sicherheits- und Leistungsstandards unabhängig getestet.
Inklusive ISO, ANSI/RESNA und EN.



Fusshalter - Ankle Huggers®

Die originale und patentierte Lösung zur Stabilisierung der Füße unter Beibehaltung einer kontrollierten Bewegungsfreiheit:

Durch die Positionierung über den Knöcheln werden die Fussgelenke entlastet und der Komfort deutlich erhöht.

Das neue Design für die Grössen S bis XL mit ErgoLatch™ Schnalle und Klettverschluss-Verstellung ermöglicht eine optimale Passform.

Das neue Material erhöht die Stabilität und den Komfort durch die elastische Zone über der Achillessehne.



ErgoLatch™ Schnalle:
Unauffällig und leicht
zu bedienen

Befestigungsmaterial inklusive



Der neue Klettverschluss ist mit dem Gurtband verbunden, um ein hochwertiges Aussehen und eine bessere Knitterfestigkeit zu erzielen. Die Endlasche aus Gummi unterstützt eine einfache Einstellung.



Patentierte
Achilles-Flexzone
für einen erhöhten
Komfort.



MASSTABELLE ANKLE HUGGERS®



Knöchelumfang

| Grösse | Art. Nr. | Knöchelumfang |
|--------|-------------|------------------------------|
| XS | FT210/220XS | 14 – 17cm (5-1/2 – 6-3/4") |
| S | FT240S | 16.5 – 20cm (6-1/2 – 8") |
| M | FT240M | 19 – 23.5cm (7-1/2 – 9-1/4") |
| L | FT240L | 23 – 28cm (9 – 11") |
| XL | FT240XL | 26.5 – 33cm (10-1/2 – 13") |