

# Positionierungshilfen

## Umlager- und Wendehilfe

Die Umlager- und Wendehilfe MobiTurn® erleichtert das Drehen von Pflegebedürftigen im Bett von der Rückenlage in die Seitenlage. Für mehr Komfort beim Patienten und eine Erleichterung für Angehörige und Pflegekräfte. Rückenschonend, alltagstauglich und eine echte Unterstützung.





## MOBITurn®

Umlager-/Wendehilfe für  
immobile Patienten

- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Ermöglicht rücken- und kräfteschonendes Arbeiten

Die Umlager- und Wendehilfe MobiTurn® ermöglicht ein rückschonendes Arbeiten für Pflegekräfte, aber auch pflegende Angehörige. Mithilfe des MobiTurn® können Patienten sicher und einfach auf die Seite gedreht werden.

### Eigenschaften PU-Bezug

- Abnehmbar, waschbar bis 95°C, wischdesinfizierbar, desinfektionsmittelbeständig, zur Desinfektion mit Chlor geeignet, autoklavierbar
- Ultraschallverschweißte Nähte


### Besonderheiten

- Aufbau ermöglicht eine sichere und schmerzfreie Patientendrehung
- Ergonomische Form sorgt für eine optimale Patientenumlagerung
- Rückengerechtes und kräfteschonendes Arbeiten für Pflegekräfte und pflegende Angehörige
- Einfache Patientendrehung

### Technische Daten

- Wasserdicht dennoch atmungsaktiv
- Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte
- Medizinprodukt nach der MDR
- Wartungsfrei
- Autoklavierbar
- Patientengewicht: 0-250 kg

Zur Bildanleitung



[funke-medical.de/  
bildanleitung/mobiturn.pdf](https://funke-medical.de/bildanleitung/mobiturn.pdf)

