

# Dusch- und Toilettenstühle



REBOTEC®



[www.rebotec.de](http://www.rebotec.de)

# Bonn

## Toilettenrollstuhl



Art.-Nr. 343.54.00

### Ausstattung:

- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
- leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- Toilettensitz mit Sitzpolster
- Eimeraufnahme entnehmbar
- inkl. Eimer
- höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- 4 Schwenkräder 5-Zoll mit Totalfeststeller
- geprüft bis 130 kg Körperlast

HMV-Nr. 18.46.02.0047

**Art.-Nr.: 343. ... 00**

### Zubehör:

- Armlehnenpolster  
Art.-Nr. 440.10.32
- Sicherheitsgurt  
Art.-Nr. 322.30.20
- Infusionsständer  
Art.-Nr. 303.62



Art.-Nr. 343.10.22  
Auch mit Hygieneausschnitt lieferbar!

Farbe	Farbcode
grau/grau	03
grau/schwarz	10
terracotta/rubinrot	33
grau/rubinrot	44
grau/blau	54
rotbunt	97

Typ:	Bonn
Tiefe:	87 cm
Breite:	56 cm
Sitztiefe:	45 cm
Sitzhöhe:	53 cm
Sitzbreite:	46 cm
Gewicht:	15,2 kg
Überfahrhöhe:	44 cm
Überfahrhöhe ohne Eimeraufnahme:	47 cm
Max. Belastbarkeit:	bis 130 kg
Art.-Nr.:	343. ... 00

# Notizen



**REBOTEC®**

A series of horizontal dashed lines for writing notes, set against a background of a light gray pattern of circles and stars.

[www.rebotec.de](http://www.rebotec.de)

Überreicht durch:

**REBOTEC®** Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück · Artlandstraße 57 – 59 · Telefon +49 (0) 5431 9416-0 · Telefax +49 (0) 5431 9416-66

[www.rebotec.de](http://www.rebotec.de) · [info@rebotec.de](mailto:info@rebotec.de)