



# Nachttisch Alcamo

## Der Gemütliche




Der Alcamo verbindet vielseitige Funktionen mit einem modernen, wohnlichen Design. Abgerundete Formen und weiche Eckprofile sorgen für Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre.

Mit 89 cm Höhe bietet er großzügigen Stauraum: Schrankfach, Ablage und Schublade sind beidseitig bedienbar.

Der höhenverstellbare Bettisch lässt sich stufenlos und kraftunterstützt anpassen – für mehr Komfort und Selbstständigkeit.

- abgerundete Eckprofile in Holz-Optik
- beidseitig nutzbar
- Bettisch mit Kraftunterstützung hochziehbar





▲ Der höhenverstellbare Betttisch lässt sich schwenken.



▲ Der Alcamo ist von beiden Seiten nutzbar.

Modell	Alcamo
<b>Allgemeines</b>	
Nachttisch beidseitig bedienbar	✓
Rollen ungebremst	✓
Rollenfeststellung	0
Betttisch	✓
<b>Korpusaufteilung (von oben nach unten betrachtet)</b>	
Beidseitig bedienbare Schublade mit offenem Zwischenfach und Tür beidseitig	✓
Schublade oben mit Kühlschrank (30 Liter mit Tür)	0
Abgerundete Oberplatte	✓
<b>Betttischvarianten</b>	
Integrierter Betttisch Estrado/Alcamo mit Schwenkung	✓
Max. Belastung Betttisch in kg	15
<b>Ausstattungen (ab Werk verbaut)</b>	
Schubladeneinsatz aus Kunststoff	0
Schubladenschloss	0
Multifunktionschiene inkl. Aufnahme für Leselampe	0
Reling	0
Haken, Handtuchhalter *1	0
Flaschenhalter für Reling *1	0
<b>Zubehör</b>	
Getränkehalter *1	0
Ansteckbares USB-Verlängerungskabel *1	0

✓ = Standardausstattung  
0 = optional erhältlich

\*1 nur in Kombination mit Reling

## Griff



306692  
Designbügelgriff | matt

## Dekore

Zur ganz individuellen Gestaltung eines Nachttisches und zur optischen Anpassung an die bereits vorhandene Einrichtung bieten wir Ihnen eine spezielle Auswahl von Farben und Mustern. Wir beraten Sie gern und planen mit Ihnen gemeinsam.

