

Hohlfaserprodukte

HOHLFASERAUFLAGE ZWEITEILIG

ARTIKEL NR.: 994002

Maße: 90 x 200 x 9 cm

Gewicht: 2 x 1,7 kg

MATERIAL:

Bezug: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester

Füllung: silikonisierte Polyester-Hohlfasern

Fixierung: strapazierfähige Gummizüge

Steppung: Breitbahnen

Maschinenwaschbar bei 60 °C

DEKUBITUSGRAD: I II III IV

MAX. PATIENTENGEWICHT: 75 KG

HMV NR.: 11.29.01.0002



FERSENSCHONER

ARTIKEL NR.: 994202

Maße: 30 x 22 x 12 cm

Gewicht: 300 g

MATERIAL:

Bezug: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Füllung: silikonisierte Polyester-Hohlfasern

zuverlässige Druckreduktion, hohe Dauerbelastbarkeit, problemlose Reinigung, ausgezeichnete, Scherkraftreduktion, hohe Anwenderverträglichkeit

Reinigung: In der Waschmaschine (bis zu 60 °C), von Hand oder in der chemischen Reinigung. Nach dem Waschen trockenschleudern. Desinfizierbar unter Verwendung von VAH gelisteten Desinfektionsreinigungsmitteln.



NOVACARE® SITZRING RUND

ARTIKEL NR.: 995001

Maße: innen ø ca. 15 cm, außen ø ca. 45 cm

NOVACARE® SITZRING OVAL

ARTIKEL NR.: 995002

Maße: innen 13 x 20 cm, außen 43 x 49 cm

MATERIAL:

Bezug: hautfreundlicher Frotteebezug, maschinenwaschbar, 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

Füllung: Polyurethanschaum, formbeständig, allergiegetestet, schwer entflammbar

ZUBEHÖR (OPTIONAL):

- PU-Hygienebezug, flüssigkeitsdicht, für Sitzring rund & oval
- ART.-NR.: 995003 novacare® Bezug für Sitzring rund & oval

Option: PU-Hygienebezug, flüssigkeitsdicht



LAGERUNGSROLLE 80 CM

ARTIKEL NR.: 994401

Gewicht: 750 g

Durchmesser: 20 cm

LAGERUNGSROLLE 160 CM

ARTIKEL NR.: 994403

Gewicht: 1500 g

Durchmesser: 20 cm

MATERIAL:

Bezug: 100 % Baumwolle

Füllung: silikonisierte Polyester-Hohlfasern

Maschinenwaschbar bei 60 °C

