

EINFACH GEHEN



GEMINO 30

Carbon



// CARBON RAHMEN

Carbon zeichnet sich durch extreme Festigkeit und Steifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht aus und macht den Gemino 30 Carbon zum perfekten Begleiter für einen aktiven Lebensstil.



// VERSTELLBARE KOMFORTRÜCKENSTÜTZE

Für zusätzlichen Komfort wählen Sie diese grosse, weich gepolsterte Rückenstütze. Schnell einstellbar und leicht mit dem Rollator faltbar.



// VIEL PLATZ FÜR EINKÄUFE

Viel zu transportieren? Die moderne Netztasche lässt sich leicht mit einer Hand öffnen, bietet viel Platz für Einkäufe und trägt bis zu 5 kg.



// GEMINO 30 CARBON COMFORT – KOMFORTRÄDER OPTIONAL ERHÄLTlich

Mit weichen Rädern, die erstklassigen Komfort und eine hervorragende Dämpfung bieten, um Stösse und Vibrationen zu reduzieren – selbst auf unebenem Gelände. Mit dem modernen Design sorgen die Räder für einen stilvollen, zeitgemässen Look und gewährleisten gleichzeitig eine sanftere Fahrt.



GEMINO 30 CARBON

DER PREMIUM CARBON ROLLATOR FÜR EINEN AKTIVEN LEBENSSTIL

Darf es etwas Besonderes sein? Ausgestattet mit allen Vorteilen des Gemino 30, wie z. B. dem einzigartigen Falt-Klick-System und der grossen Auswahl an Zubehör, ist der Gemino 30 Carbon die richtige Wahl für alle, die das Besondere suchen. Besonders leicht, besonders elegant und besonders wendig sind die Eigenschaften, die unseren Premium-Rollator auszeichnen.

// SUPERLEICHT

Dank seinem geringen Gewicht von 5,4 (M)/5,6 kg lässt sich der Gemino 30 Carbon leicht heben, ist einfach zu transportieren und aufzubewahren und ist auch auf engem Raum super wendig.

// BEWEGUNGSFREIHEIT DER BEINE

Parallele Vorderrohre ermöglichen eine grössere Sitzfläche, da die Beine nicht an die Rohre stossen.

// IM RAHMEN INTEGRIERTER ANKIPPBÜGEL

Der Ankippbügel wurde unauffällig in den Carbon-Rahmen integriert und ermöglicht es, Bordsteine leicht zu überwinden.





Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.