

EINFACH GEHEN





GEMINO – SICHER, KOMFORTABEL & VIELSEITIG

Suchen Sie einen Rollator, der zu Ihrem aktiven Lebensstil passt und mit dem Sie sich bequem und sicher fortbewegen können, egal ob im Freien oder zu Hause? Dann ist ein GEMINO Rollator die perfekte Wahl. Unsere leichten und bewährten Rollatoren setzen neue Maßstäbe punkto Qualität, Komfort, Sicherheit und Design... damit Sie sich rundum wohl fühlen und Ihre Unabhängigkeit beibehalten können.

Dank einer grossen Auswahl an Modellen, Grössen, Farben und Zubehör gibt es immer einen GEMINO, der zu 100% Ihren Bedürfnissen und Ihrem persönlichen Stil entspricht! Egal für welches Modell Sie sich entscheiden: Ihr GEMINO bietet Ihnen immer 100% Komfort, Sicherheit und Design.

Sie können sich zu 100% auf ihn verlassen.





100%
KOMFORT



ENTSPANNT GEHEN

Unsere Gemino-Rollatoren wurden im Hinblick auf Komfort und Freude am Gehen entwickelt. Ein leichter Aluminiumrahmen, qualitativ hochwertige Materialien und maximale Stabilität gewährleisten ein hervorragendes Gehgefühl im Innen- und Aussenbereich. Dank der Höhenanpassung mit Memory-Funktion sind die ergonomischen Handgriffe immer in der richtigen Position. Und falls Sie eine Pause benötigen, können Sie sich dank der grosszügigen Sitzfläche einfach ausruhen. Natürlich können Sie Ihren Rollator auch auf Reisen mitnehmen – er lässt sich ganz leicht auf eine kompakte Grösse zusammenfallen.

Entdecken Sie, wie einfach und angenehm Gehen sein kann!

// AUSWAHL DER RAHMENGRÖSSE

Die richtige Rahmengrösse ist ausschlaggebend, damit Sie sicher und bequem gehen. Zudem hat jede Rahmengrösse auch eine andere Sitzhöhe – das ist wichtig für die richtige Haltung beim Sitzen.

// INTELLIGENTE SCHIEBEGRIFF-EINSTELLUNG

Die ergonomischen Schiebegriffe lassen sich schnell und einfach an Ihre Körpergrösse anpassen. Sie werden sicher arretiert und sind aufgrund der speziellen Memory-Funktion immer in der richtigen Höhe.

// LEICHTES ZUSAMMENFALTEN MIT SELBSTVERRIEGELUNGSSYSTEM

Durch sein einzigartiges «Falt-Klick»-System lässt sich Ihr Gemino ganz einfach zusammenfallen und kompakt verstauen. Wenn Sie die Schiebegriffe in die niedrigste Position bringen, können Sie das Packmass sogar noch weiter verringern. So lässt er sich gut im Auto transportieren. Übrigens, in engen Räumen können Sie selbst mit einem (teilweise) zusammengelegten Gemino noch sicher manövrieren.

// PRAKTISCH IM ALLTAG

Ein Gemino-Rollator ist der ideale Begleiter für jeden Tag. Er unterstützt Sie beim Gehen, aber Sie können auf ihm auch bequem Sitzen, wenn Sie kurz eine Pause einlegen möchten. Ein komfortabler Rückengurt (optional) gibt Ihnen dabei zusätzlichen Halt. Sie haben viel zu tragen? Mit dem praktischen Korb oder einer schicken Tasche als Zubehör ist das Transportieren von Einkäufen kein Problem (Zuladung max. 10 kg).



100% SICHERHEIT



WOHIN SIE AUCH GEHEN

Egal wohin Sie gehen, mit einem Gemino-Rollator gehen Sie sicher. Sein kompakter Rahmen garantiert maximale Stabilität auf jedem Untergrund. Und die ergonomisch geformten Schiebegriffe bieten Ihnen stets eine hervorragende Unterstützung. Doch das ist noch nicht alles. Dank vieler zusätzlicher Funktionen sind Sie jederzeit sicher unterwegs.

// ULTRALEICHT ZUBEDIENENDE BREMSEN

Die ergonomisch geformten Bremsgriffe lassen sich mühelos bedienen und gewähren selbst bei leicht abgenutzten Rädern eine optimale Handhabung.

// HINDERNISSE EINFACH ÜBERWINDEN


Die ergonomisch geformte, abgerundete Ankipphilfe lässt Sie Stufen und Schwellen bequem überwinden. Dank der praktischen Kantenabweiser können Hindernisse einfach umfahren werden.

// GUTE SICHTBARKEIT BEI DUNKELHEIT

Sechs integrierte Reflektoren sorgen dafür, dass Sie auch im Dunkeln gut zu sehen sind. Das optional erhältliche Licht trägt zusätzlich zu Ihrer Sicherheit bei.


// NEUER ANKIPPBÜGEL

Die Trittfläche des Ankippbügels ist näher am Boden, was das Ankippen erleichtert und Ihre Gelenke schont. Das leichte Design sorgt für weniger Kraftaufwand beim Manövrieren und erhöht die Gesamtmobilität Ihres Rollators.




GEMINO 30


DAS ORIGINAL




Silver grey



Champagne




Sapphire blue



Pink



Apple green



Scarlet red



Black

// DAS LEBEN IST BUNT

Jeder Mensch ist einzigartig. Unterstreichen Sie Ihre Individualität mit einer von sechs ansprechenden eloxierten Rahmenfarben.

// RAFFINIERTE TASCHEN ZUM KOMBINIEREN

Ergänzen Sie Ihren Gemino 30 mit einer modischen und praktischen Tasche mit Schulterriemen in Ihrer Lieblingsfarbe!



Graphit



Blau



Mintgrün



Pink



Alcantara schwarz



Grün



Schwarz



Rot



GEMINO 30

STILVOLL UND SICHER GEHEN

Sie suchen nach einem leichten Rollator, der auffällt? Der Ihre Erwartungen in punkto Sicherheit, Qualität, Komfort und Design noch übertrifft? Dann ist der preisgekrönte Gemino 30 die richtige Wahl.

Mit dem Gemino 30 bekommen Sie «das Beste vom Besten». Seine Qualität und Klasse zeigen sich in der hochwertigen Verarbeitung und seinem modernen Design. Dafür wurde der Gemino 30 bereits mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Beim Rollatorentest 04/2024 von «Kassensturz» und «Gesundheitstipp» wurde der Gemino 30 Testsieger.

Testsieger!

Kassensturz
Rollatorentest
04/2024



Die neuen Lenkradgabeln tragen wesentlich dazu bei, das Gesamtgewicht des Rollators zu verringern und die Radmontage zu vereinfachen. Das macht den Radwechsel zu einem Kinderspiel.



GEMINO 30

Carbon



// CARBON RAHMEN

Carbon zeichnet sich durch extreme Festigkeit und Steifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht aus und macht den Gemino 30 Carbon zum perfekten Begleiter für einen aktiven Lebensstil.



// VERSTELLBARE KOMFORTRÜCKENSTÜTZE

Für zusätzlichen Komfort wählen Sie diese grosse, weich gepolsterte Rückenstütze. Schnell einstellbar und leicht mit dem Rollator faltbar.



// VIEL PLATZ FÜR EINKÄUFE

Viel zu transportieren? Die moderne Netztasche lässt sich leicht mit einer Hand öffnen, bietet viel Platz für Einkäufe und trägt bis zu 5 kg.



// GEMINO 30 CARBON COMFORT – KOMFORTRÄDER OPTIONAL ERHÄLTlich

Mit weichen Rädern, die erstklassigen Komfort und eine hervorragende Dämpfung bieten, um Stösse und Vibrationen zu reduzieren – selbst auf unebenem Gelände. Mit dem modernen Design sorgen die Räder für einen stilvollen, zeitgemässen Look und gewährleisten gleichzeitig eine sanftere Fahrt.



GEMINO 30 CARBON

DER PREMIUM CARBON ROLLATOR FÜR EINEN AKTIVEN LEBENSSTIL

Darf es etwas Besonderes sein? Ausgestattet mit allen Vorteilen des Gemino 30, wie z. B. dem einzigartigen Falt-Klick-System und der grossen Auswahl an Zubehör, ist der Gemino 30 Carbon die richtige Wahl für alle, die das Besondere suchen. Besonders leicht, besonders elegant und besonders wendig sind die Eigenschaften, die unseren Premium-Rollator auszeichnen.

// SUPERLEICHT

Dank seinem geringen Gewicht von 5,4 (M)/5,6 kg lässt sich der Gemino 30 Carbon leicht heben, ist einfach zu transportieren und aufzubewahren und ist auch auf engem Raum super wendig.

// BEWEGUNGSFREIHEIT DER BEINE

Parallele Vorderrohre ermöglichen eine grössere Sitzfläche, da die Beine nicht an die Rohre stossen.

// IM RAHMEN INTEGRIERTER ANKIPPBÜGEL

Der Ankippbügel wurde unauffällig in den Carbon-Rahmen integriert und ermöglicht es, Bordsteine leicht zu überwinden.



GEMINO 30

Comfort



GEMINO 30 COMFORT

KOMPROMISSLOS IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Suchen Sie nach einem leichten Rollator, mit dem Sie bequem und sicher, sowohl drinnen als auch draussen unterwegs sein können? Dann ist der Gemino 30 Comfort Rollator die perfekte Wahl für Sie.

// RÄDER, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

Schlendern Sie durch die Kopfsteinpflasterstrassen oder geniessen Sie einen Waldspaziergang. Die grossen, weichen, stossdämpfenden Räder ermöglichen ein bequemes Gehen – in jedem Gelände.

// VERWENDUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Der kompakte Rahmen sorgt für hohe Manövrierbarkeit und die grossen, weichen Räder ermöglichen es Ihnen, Hindernisse mit Leichtigkeit zu überwinden, egal ob es sich um Türschwellen oder Bordsteine handelt.

// EINFACHE HANDHABUNG VON EXTRA ZULADUNG

Viel zu tragen? Der extra starke Korb trägt bis zu 10 kg.



100% AUSWAHL PRAKTISCHES ZUBEHÖR

Für unsere Gemino-Rollatoren gibt es ein umfassendes Angebot an attraktivem Zubehör. Eine modische Tasche, ein praktischer Stockhalter, eine bequemer Rückengurt oder Licht für mehr Sicherheit? Wählen Sie einfach die Optionen, die Ihren Bedürfnissen und Ihrem Lebensstil entsprechen!

// RAFFINIERTER TASCHEN IN VIELEN FARBEN*

Ergänzen Sie Ihren Gemino mit einer verschliessbaren Tasche in Ihrer Lieblingsfarbe! Mit Tragegriffen und Schulterriemen für ein einfaches Tragen.



Blau



Graphit



Schwarz



Pink



Grün



Rot



Alcantara schwarz



Mintgrün



*Nicht verfügbar für Gemino 60 M



// NEUE TROLLEY-TASCHE «SHOP-N-GO»

Die Trolley-Tasche «Shop-n-Go» ist das perfekte Zubehör für Ihren Rollator und macht die täglichen Besorgungen und Ausflüge zu einem Kinderspiel. Bewahren Sie Ihre Einkäufe in der Trolley-Tasche auf, bringen Sie sie mit Ihrem Rollator sicher nach Hause und nehmen Sie die Tasche dank des cleveren Verschlussmechanismus mit einem Handgriff ab. Mit den leichtgängigen Rädern und dem ausziehbaren Griff können Sie die Tasche mühelos ziehen.



// REGENSCHIRM

Mit dem höhenverstellbaren Regenschirm können Sie beide Hände an den Schiebegriffen lassen und sind so auch bei Regenwetter sicher unterwegs.



// RÜCKENGURT

Wenn Sie eine Pause machen möchten, unterstützt Sie der Rückengurt beim sicheren und bequemen Sitzen. Er muss beim Zusammenfallen des Rollators nicht abgenommen werden.



// VERSTELLBARER KOMFORT-RÜCKENGURT

Wählen Sie für zusätzlichen Komfort diesen grossen, weich gepolsterten Rückengurt aus. Er ist individuell anpassbar und lässt sich leicht mit dem Rollator zusammenklappen.



// TABLETT

Praktisches Tablett mit Getränkehalter für den sicheren und einfachen Transport von Speisen und Getränken.



// STOCKHALTER

Hält Ihre Krücke oder Ihren Gehstock beim Gehen sicher befestigt. Leicht zu montieren, leicht zu erreichen.



// KORB FÜR SAUERSTOFF-FLASCHEN

Tragetasche mit Schulterriemen für den sicheren Transport von Sauerstoffflaschen.




// SCHLEPPBREMSE

Bietet zusätzlichen Widerstand, um Sie bei einem gleichmässigen Gehtempo zu unterstützen. Ganz leicht auf die gewünschte Stufe anzupassen und einfach zu aktivieren/deaktivieren.



// UNIVERSALHALTERUNG

Geeignet um persönliches Zubehör am Rollator zu befestigen.



// LICHT

Sorgt dafür, dass Sie in der Dunkelheit gut sichtbar sind und damit für zusätzliche Sicherheit.



// INFUSIONSHALTERUNG

Höhen- und neigungsverstellbare Tropfhalterung.



// EINHANDBREMSE

Bequeme und sichere Bedienung mit einer Hand.



// UMKEHRBREMSE

Der Rollator bleibt sofort stehen, wenn die Bremse gelöst wird.



Bremst automatisch bei einer plötzlichen Beschleunigung

// SPEEDCONTROL

Mit dem innovativen SpeedControl-Bremssystem, das für alle Modelle des Gemino 30 verfügbar ist, fühlen Sie sich beim Gehen völlig sicher. Ihr Rollator bremst automatisch, wenn Ihre Gehgeschwindigkeit zunimmt und gewährleistet so jederzeit ein gleichmässiges Gehen und eine angenehme, aufrechte Haltung. Wenn Sie in normaler Geschwindigkeit gehen oder wenn der Weg ansteigt, ist der Widerstand natürlich nicht zu spüren.



// STABILISIERUNGSSTANGE

Sichereres Gefühl, leicht abnehmbar für den Transport.

Verfügbarkeit pro Modell: Siehe Bestellblätter.



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.