

EINFACH GEHEN



GEMINO 30

Walker



MEHR STABILITÄT

Der GEMINO 30 Walker ist besonders für Menschen geeignet, die beim Gehen zusätzlichen Halt und mehr Unterstützung brauchen. Er vereint die Vorteile des GEMINO 30 mit einem Plus an Stabilität und eignet sich hervorragend für das Gehtraining.

// VERSTELLBARE UNTERARMAUFLAGEN

Die Unterarmauflagen lassen sich ganz einfach in Höhe, Tiefe und Neigung verstellen und so individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die integrierten Brems- und Handgriffe sind gut zu erreichen und kinderleicht zu bedienen.

// ERWEITERTE BREMSOPTIONEN

Sie brauchen noch mehr Sicherheit? Ergänzen Sie Ihren GEMINO 30 Walker mit einer Schleppbremse oder dem innovativen Bremssystem SpeedControl.

Mit SpeedControl bremst Ihr Rollator automatisch, sobald sich Ihre Gehgeschwindigkeit erhöht. Dadurch wird eine aufrechte Körperhaltung unterstützt und Sie gehen sicher und entspannt an Ihrem Rollator.



GEMINO 30

Walker



FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN

Sie sind viel unterwegs? Der Gemini 60 Walker begleitet Sie zuverlässig und gibt Ihnen dank seiner extragrossen, weichen Räder mehr Stabilität und Sicherheit beim Gehen – besonders draussen.

// KOMFORT UND SICHERHEIT

Die stabile Rahmenkonstruktion und die extragrossen, weichen Räder garantieren ein absolut komfortables und sicheres Gehen. Egal ob Kopfsteinpflaster oder Türschwellen – mit dem Gemini 60 Walker überwinden Sie jedes Hindernis mit Leichtigkeit.





Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.