

Breezy ein sicherer Wert!

Die Breezy X-Family²: Effizienz, die sich bezahlt macht.



Die Breezy Modelle:

Die zuverlässigen Hilfsmittel für Ihre Selbstständigkeit.

Robustes Material, sicheres Fahren in jedem Gelände und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Die verbesserten Funktionalitäten erlauben eine optimale und wunschgerechte Positionierung.



Maximale Nutzung von Gleichteilen für die optimale Wirtschaftlichkeit und perfektes Management der Modelle.

Überraschend einfach und doch so genial: Das Breezy XFamily² Mini-Max-Prinzip. Das hohe Niveau an gemeinsamen Teilen bedeutet, dass Sie weniger Lagerteile benötigen und dennoch eine hohe Flexibilität gewährt bleibt.

| | Breezy BasiX ² | Breezy RubiX ² | Breezy RubiX ² XL |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Fussstützen | ● | ● | ● |
| Fussstützen hochschwenkbar | ● | ● | ● |
| Stumpfauflage | ● | ● | ● |
| Armauflagen | ● | ● | ● |
| Seitenteile höhenverstellbar doppelt abgestützte Version | ● | ● | ● |
| Seitenteile höhenverstellbar einfach abgestützte Version | ● | ● | ● |
| Feststellbremsen | ● | ● | ● |
| Bremshebelverlängerung | ● | ● | ● |
| 6" / 8" Lenkräder | ● | ● | ● |
| 22" / 24" Antriebsräder | ● | ● | ● |
| 22" / 24" Trommelbrems-Räder | ● | ● | ● |
| BasiX Sitzbespannung | ● | ● | ● |
| Sicherheitsrad | ● | ● | ● |
| Beckengurt | ● | ● | ● |



RubiX² XL

Der RubiX² XL erweitert das Einsatzgebiet. Auch für schwerere Patienten mit bis zu 170 kg und einer Sitzbreite bis 60 cm.



Neue robuste Lenkradbefestigung. Bietet mehr Stabilität und ist winkelangepasst nach Sitzhöhenänderungen.



Robuste 4-Arm-Kreuzstrebe bei der XL Version bis 170 kg Nutzergewicht.



Trommelbrems-Antriebsrad als Option.



 **Breezy**[®]
Premium products. Quality service.

Alle Produkte der Breezy XFamily²
sind Crash-getestet nach ISO 7176-19.



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch