

XFamily²

Generation² - Qualität Einfach Besser





Alle Rollstühle der Breezy XFamily² sind nach ISO 7176-19 Crash Test zertifiziert und können damit mit allen gängigen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen als Sitz im Fahrzeug zum Transport von Patienten eingesetzt werden.



Perfekte Logistik


Online ist einfacher. Schnellere Bestellabwicklung, kürzere Lieferzeit, attraktive Konditionen.

Bequem einloggen, aussuchen, bestellen – fertig!

Das Breezy Gleichteileprinzip.

Maximale Gleichteileverwendung =
 Minimaler Lagerbestand + Hohe Flexibilität = Hohe Wirtschaftlichkeit


- Minimaler Handlingaufwand, Maximale Austauschbarkeit.
- Minimale Lagerhaltung für Ersatzteile, Maximale Individualität.
- Minimale Bestellformalitäten, Maximale Wirtschaftlichkeit.

	UniX ²	PariX ²	BasiX ²	RubiX ² RubiX ² XL
Fußraste	●	●	●	●
Fußraste hochschwenkbar	●	●	●	●
Stumpfauflage	●	●	●	●
Gipsbeinstütze	●	●	●	●
Armauflage	●	●	●	●
Höhenverstellbares Seitenteil	●	●	●	●
Bremse	●	●	●	●
Bremshebelverlängerung	●	●	●	●
Lenkräder	●	●	●	●
Antriebsräder	●	●	●	●
Trommelbremse	●	●	●	●
UniX ² Sitzbespannung	●	-	-	-
BasiX ² Sitzbespannung	-	●	●	●
Sicherheitsräder	●	●	●	●
Speichenschutz	●	●	●	●
Sicherheitsgurt	●	●	●	●

Die Breezy XFamily²!

In jedem Fall das richtige Produkt.



	UniX ²	PariX ²
Sitzbreite	380 - 500 mm	380 - 520 mm
Sitztiefe	420 mm	415 mm / 440 mm
Sitzhöhe	470 - 510 mm	460 - 510 mm
Sitzwinkel	3°	3°
Rückenhöhe	400 - 420 mm	410 - 430 mm
Rückenwinkel	12° Lumbalknick	12° Lumbalknick
Max. Steigfähigkeit	10°	10°
Schwerpunkt einstellbar	optional	35 mm bis -35 mm
Rückenbespannung anpassbar	-	ja
Seitenteil	kurz und lang	höhereinstellbar, kurz und lang
Farbe	Brillantsilber	Brillantsilber
Gewicht	ab 18 kg	ab 16,6 kg
Max. Zuladung	125 kg	125 kg
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:	18.50.02.0119	18.50.02.2114
Pflegehilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:	-	-



 **Breezy**[®]
Premium products. Quality service.



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de