



**BARIATRIE
XXL
PRODUKTE**

Ausg. 2022/01



VERSTÄRK AUS



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19
(max. Nutzergewicht 200 kg)

EUROCHAIR² XXL – DER EUROCHAIR-KLASSIKER IN DER XXL-VERSORGUNG

- maximale Stabilität für große und schwere Nutzer bis 200 kg
- für den aktiven, dauerhaften Alltagsgebrauch
- verstärkte Komponenten z.B. Sitz- und Rückengurt
- Vollausstattungsstuhl
- vielseitig einsetzbar und individuell anpassbar
- Faltrollstuhl mit starren Rahmenverbindungselementen und Doppelschere
- höhenverstellbare Seitenteile mit tiefeinstellbaren Armauflagen
- durchgehendes Fußbrett und querliegende Schiebestange

EUROCHAIR²
XXL
2.850



KTE FÜHRUNG

XXL



EUROCHAIR²
HD 2.850



EUROCHAIR² HD

- geeignet für schwere Personen bis 300 kg
- verstärkter Rücken- und Sitzgurt
- faltbar
- Rahmenbau aus hochfestem Stahl
- durchgehendes Fußbrett
- Armlehnen höhenverstellbar, abnehmbar
- Trommelbremse für Begleitperson
- querliegende Schiebstange



MEYRA GmbH Meyra-Ring 2 | D-32689 Kalletal-Kalldorf
info@meyra.de | Tel.: +49 5733 922 - 0 | Fax: +49 5733 922 - 9311 | www.meyra.de

2022-08 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler
und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
Ident-Nr. 261 505 400

Bildnachweis: Seite 1, 3, 18-19 © „FredFroese“ – istockphoto.com; Seite 5 © „whyframeshot“,
© „contrastwerkstatt“ – stock.adobe.com; Seite 6 © „bphoto“ – stock.adobe.com