



# ACTIVE

Adaptiv-, Aktivrollstühle und Optionen

# FEMTO S

## 1.186

HMV-Nr. 18.50.03.0268

### NUTZERPROFIL

- ✓ Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- ✓ Sehr gut geeignet für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- ✓ Für Benutzer mit Restgeh- und Stehfähigkeit (Transfer über den Stand)
- ✓ Bei neurologischen Erkrankungen

### HOCHSTABILER KREUZFALTROLLSTUHL MIT ABNEHMBAREN BEINSTÜTZEN

Der FEMTO S ist ideal für Nutzer, die einen flexiblen, alltagstauglichen Rollstuhl suchen. Die Beinstützen lassen sich auch mit eingeschränkter Handfunktion bedienen und machen den FEMTO S besonders geeignet für den Einsatz in Einrichtungen oder bei neurologischen Krankheitsbildern.

- Optimiertes Kreuzstreben-Design für hohe Stabilität und einfaches Falten
- Rahmenhöhe auf Beinstützen abgestimmt, für angenehmere seitliche Transfers
- Beinstützenhebel mit einem Finger bedienbar, ideal für Benutzerinnen und Benutzer mit eingeschränkter Handfunktion
- Breiter Einstellbereich des Schwerpunkts: von +115 mm bis -25 mm
- Rückenlehnenposition kann exakt über der Hinterradposition ausgerichtet werden
- Umfangreiches Konfigurationsangebot für unterschiedliche Benutzerbedürfnisse



Minimal sichtbarer Rahmen



Einfache und präzise Nachstellung der Laufrichtung für gerades Fahren



Rahmenhöhe auf Beinstützen abgestimmt



Abschwenk- und abnehmbare Beinstützen

Beinstützenhebel mit einem Finger bedienbar

Optimiertes Kreuzstreben-Design



Nutzer-  
gewicht  
bis 130 kg




Geringes  
Leergewicht  
ab 9,7 kg



Sitzbreiten  
320 – 520 mm





*inspire  
joy of life*

Ausg. 2026/01

**MEYRA GmbH** Kleiststraße 49 | 32457 Porta Westfalica | Deutschland  
info@meyragroup.com | Tel.: +49 571 93292 - 0 | Fax: +49 571 93292 - 9311 | www.meyra.de

2026-02 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler  
und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.  
**Ident-Nr. 261 504 600**

Bildnachweis: Seite 6 © „MarGa“ – stock.adobe.com; Seite 8 © „Gorodenkoff“ – stock.adobe.com;  
Seiten 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33 © „siro46“ – stock.adobe.com,  
Seite 24 © „SimpLine“ – stock.adobe.com, © „releon8211“ – stock.adobe.com