



ACTIVE

Adaptiv-, Aktivrollstühle und Optionen

FEMTO X

1.185

HMV-Nr. 18.50.03.0267

NUTZERPROFIL

- ✓ Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- ✓ Für Querschnittversorgungen
- ✓ Sehr gut geeignet für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- ✓ Für Nutzer ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- ✓ Für aktive Rollstuhlfahrer, Handbiker und Vielreisende

HOCHSTABILER KREUZFALTROLLSTUHL MIT FESTEM VORDERRAHMEN

Der FEMTO X überzeugt durch seine besonders hohe Fahrstabilität und sportliche Performance. Er richtet sich an Nutzer mit einem aktiven Lebensstil, die ihre Mobilität selbstbestimmt gestalten möchten.


- Hochstabiler, Kreuzfalter Rahmen und schlankes Design
- Ergonomische Vorderrahmenform für einfachere Handhabung, Positionierung und Transfer
- Sauberes Design dank abgerundeter Silhouette im Profil
- Einfache und präzise Nachstellung der Laufrichtung für gerades Fahren
- Schwerpunkt kann geändert werden, ohne die Radposition zu beeinflussen
- Verstellbarer Rückenlehnenwinkel serienmässig
- Minimal sichtbarer Rahmen



Paralleles Falten



Präzise Lenkradeinstellung



Rückenwinkel-einstellung



Atmungsaktiver Rückenbezug

Festen Vorderrahmen verfügbar in zwei verschiedenen Winkel



Nutzer-
gewicht
bis 130 kg




Geringes
Leergewicht
ab 9,5 kg



Sitzbreiten
320 – 520 mm





*inspire
joy of life*

Ausg. 2026/01

MEYRA GmbH Kleiststraße 49 | 32457 Porta Westfalica | Deutschland
info@meyragroup.com | Tel.: +49 571 93292 - 0 | Fax: +49 571 93292 - 9311 | www.meyra.de

2026-02 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler
und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
Ident-Nr. 261 504 600

Bildnachweis: Seite 6 © „MarGa“ – stock.adobe.com; Seite 8 © „Gorodenkoff“ – stock.adobe.com;
Seiten 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33 © „siro46“ – stock.adobe.com,
Seite 24 © „SimpLine“ – stock.adobe.com, © „releon8211“ – stock.adobe.com