

# culla

*Therapie- und Pflegesessel*



elmi  
reha

# culla

## Therapie- und Pflegesessel

-mobiler Therapie- und Multifunktionssessel/Tagesbett-

**culla** ist ein therapeutischer und entspannender Stuhl, der dem Patienten Sicherheit, Wärme, Entspannung und Wohlbefinden garantiert. Die Sitz- und Liegeposition kann mit dem verstellbaren Griff verändert werden.

**culla** bietet dank der perfekten Passform und der hochwertigen Polsterung optimalen Komfort, ob beim Sitzen, Relaxen oder Liegen. Der bequeme Einstieg erleichtert dem Pfleger die Überführung des Patienten in den Sessel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit, da der Körper sich so in einer embryonalen Haltung befindet.

**culla** hilft Menschen mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung, bietet Entlastung für Menschen mit Muskelproblemen oder Altersschwäche, beruhigt Menschen, die an Alzheimer oder Parkinson erkrankt sind, erleichtert das Sitzen für Patienten, die an Arthritis leiden, hilft Menschen mit einer Gehbehinderung, stärkt das Gefühl des Wohlbefindens und der Entspannung bei Menschen mit Angstzuständen und Depression, hilft Schlaganfallpatienten, Menschen die an Chorea Huntington leiden oder im Wachkoma liegen und intensiviert durch die embryonale Haltung das Gefühl von Wärme und inneren Frieden.

**culla** hilft bei der Pflege zu Hause, in Pflege- und Seniorenheimen, Krankenhäusern, Altenwohnheimen, Therapiezentren, Spezialkliniken und an vielen weiteren Orten. Der Sessel verbessert die Lebensqualität bei Menschen, welche die meiste Zeit in sitzender oder liegender Position verbringen müssen und die Mobilität nicht verlieren möchten.



# culla balance *indoor*

für den Gebrauch im Innenbereich

**culla balance** bietet dank der perfekten Passform und der hochwertigen Polsterung in Memory-Schaum optimalen Komfort, ob beim Sitzen, Relaxen oder Liegen. Memory-Schaum ist ein viskoelastisches Material, das sich aufgrund der Körperwärme verformt und diese Form auch nach der Benutzung für einige Zeit beibehält.

**culla balance** verfügt über eine abnehmbare, höhenverstellbare Kopfstütze, die eine individuelle Anpassung des Rückenbereiches ermöglicht. Der Schulterbereich ist breiter und bietet dem Benutzer mehr Freiheit. Die Fußstütze ist ergonomisch geformt und bietet somit Unterstützung und Halt für die Unterschenkel. Der bequeme Einstieg erleichtert dem Pfleger die Überführung des Patienten in den Sessel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit, da der Körper sich so in einer embryonalen Haltung befindet.

erhältlich in der Farbe: taupe/mandarin

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenbreite	53 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Kopfstütze	abnehmbar und höhenverstellbar
Räder	4 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Rolle mit Bremse, 125/30 mm
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Memory Foam – Report reference: TFFL58877



# culla balance outdoor

für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

**culla balance** bietet dank der perfekten Passform und der hochwertigen Polsterung in Memory-Schaum optimalen Komfort. Memory-Schaum ist ein viskos-elastisches Material, das sich aufgrund der Körperwärme verformt und diese Form auch nach der Benutzung für einige Zeit beibehält.

**culla balance** verfügt über eine abnehmbare, höhenverstellbare Kopfstütze, die eine individuelle Anpassung ermöglicht. Der Schulterbereich ist breiter. Die Fußstütze ist ergonomisch geformt und bietet somit Unterstützung und Halt für die Unterschenkel. Der bequeme Einstieg erleichtert dem Pfleger die Überführung des Patienten. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit, da der Körper sich so in einer embryonalen Haltung befindet.

**culla balance** ist dank der großen Vollgummireifen 400/40 und der dynamischen Bremse sicher und geeignet für den Einsatz im Freien.

erhältlich in der Farbe: taupe/mandarin

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenbreite	53 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Kopfstütze	abnehmbar und höhenverstellbar
Räder	2 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Vorderrolle, 150/30 mm 2 Vollgummi-Hinterreifen, 400/40 mm
Bremse	dynamische Bremsen und Feststellbremse
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Memory Foam – Report reference: TFFL58877



# culla balance transfer *indoor*

für den Gebrauch im Innenbereich

**culla balance transfer** bietet dank der perfekten Passform und der hochwertigen Polsterung in Memory-Schaum optimalen Komfort, ob beim Sitzen, Relaxen oder Liegen. Memory-Schaum ist ein viskos-elastisches Material, das sich aufgrund der Körperwärme verformt und diese Form auch nach der Benutzung für einige Zeit beibehält.

**culla balance transfer** verfügt über eine abnehmbare, höhenverstellbare Kopfstütze, die eine individuelle Anpassung des Rückenbereiches ermöglicht. Der Schulterbereich ist breiter und bietet dem Benutzer mehr Freiheit. Die Fußstütze ist ergonomisch geformt und bietet somit Unterstützung und Halt für die Unterschenkel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit, da der Körper sich so in einer embryonalen Haltung befindet. Die abnehmbare linke Armlehne ermöglicht einen einfachen und sicheren seitlichen Transfer des Patienten ohne Hilfe von Liftern. Dadurch wird die damit verbundene körperliche Anstrengung der Pfleger vermieden.

erhältlich in der Farbe: taupe/mandarin

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenbreite	53 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Kopfstütze	abnehmbar und höhenverstellbar
Räder	4 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Rolle mit Bremse, 125/30 mm
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Armlehnen	abnehmbare linke Armlehne
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Memory Foam – Report reference: TFFL58877



# culla balance transfer outdoor

für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

**culla balance transfer** bietet dank der perfekten Passform und Polsterung in Memory-Schaum optimalen Komfort beim Sitzen. Memory-Schaum ist ein viskos-elastisches Material, das sich aufgrund der Körperwärme verformt und diese Form auch nach der Benutzung für einige Zeit beibehält.

**culla balance transfer** verfügt über eine abnehmbare Kopfstütze. Der Schulterbereich ist breiter. Die Fußstütze ist ergonomisch geformt und bietet somit Halt für die Unterschenkel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit. Die abnehmbare linke Armlehne ermöglicht einen einfachen und sicheren seitlichen Transfer.

**culla balance transfer** ist dank der großen Vollgummireifen 400/40 und der dynamischen Bremse sicher und geeignet für den Einsatz im Freien.

erhältlich in der Farbe: taupe/mandarin

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenbreite	53 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Kopfstütze	abnehmbar und höhenverstellbar
Räder	2 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Vorderrolle, 150/30 mm 2 Vollgummi-Hinterreifen, 400/40 mm
Bremse	dynamische Bremsen und Feststellbremse
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Armlehnen	abnehmbare linke Armlehne
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Memory Foam – Report reference: TFFL58877



# culla balance transfer duo *indoor*

für den Gebrauch im Innenbereich

**culla balance transfer duo** bietet dank der perfekten Passform und der hochwertigen Polsterung in Memory-Schaum optimalen Komfort, ob beim Sitzen, Relaxen oder Liegen. Memory-Schaum ist ein viskos-elastisches Material, das sich aufgrund der Körperwärme verformt und diese Form auch nach der Benutzung für einige Zeit beibehält.

**culla balance transfer duo** verfügt über eine abnehmbare, höhenverstellbare Kopfstütze, die eine individuelle Anpassung des Rückenbereiches ermöglicht. Der Schulterbereich ist breiter und bietet dem Benutzer mehr Freiheit. Die Fußstütze ist ergonomisch geformt und bietet somit Unterstützung und Halt für die Unterschenkel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit, da der Körper sich so in einer embryonalen Haltung befindet. Die beidseitig abnehmbaren Armlehnen ermöglichen einen einfachen und sicheren seitlichen Transfer des Patienten ohne Hilfe von Liftern. Dadurch wird die damit verbundene körperliche Anstrengung der Pfleger vermieden.

erhältlich in der Farbe: taupe/mandarin

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenbreite	53 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Kopfstütze	abnehmbar und höhenverstellbar
Räder	4 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Rolle mit Bremse, 125/30 mm
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Armlehnen	beidseitig abnehmbare Armlehnen
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Memory Foam – Report reference: TFFL58877



# culla balance transfer duo outdoor

für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

**culla balance transfer duo** bietet dank der perfekten Passform und Polsterung in Memory-Schaum optimalen Komfort beim Sitzen. Memory-Schaum ist ein viskos-elastisches Material, das sich aufgrund der Körperwärme verformt und diese Form auch nach der Benutzung für einige Zeit beibehält.

**culla balance transfer duo** verfügt über eine abnehmbare Kopfstütze. Der Schulterbereich ist breiter. Die Fußstütze ist ergonomisch geformt und bietet somit Halt für die Unterschenkel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit. Die beidseitig abnehmbaren Armlehnen ermöglichen einen einfachen seitlichen Transfer des Patienten ohne Hilfe von Liftern. Dadurch wird die damit verbundene körperliche Anstrengung der Pfleger vermieden.

**culla balance transfer duo** ist dank der großen Vollgummireifen 400/40 und der dynamischen Bremse sicher und geeignet für den Einsatz im Freien.

erhältlich in der Farbe: taupe/mandarin

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenbreite	53 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Kopfstütze	abnehmbar und höhenverstellbar
Räder	2 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Vorderrolle, 150/30 mm 2 Vollgummi-Hinterreifen, 400/40 mm
Bremse	dynamische Bremsen und Feststellbremse
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Armlehnen	beidseitig abnehmbare Armlehnen
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Memory Foam – Report reference: TFFL58877

# Zubehör



Kunstfellüberzug waschbar mit 60°  
(art. CC5000)



Frottèüberzug waschbar mit 40°  
(art. CC5001)



Infusionsstange inklusive Halterung  
(art. CC5004)



Serviertisch neigbar inklusive Halterung  
(art. CC5003)



Reduktionskissen für Höhe und Tiefe  
(art. CC5006)



**Elmi GmbH**

Handwerkerzone 25  
39052 Kaltern (BZ) Italy

Tel: +39 0471 961002

Fax: +39 0471 962374

[info@elmi-reha.it](mailto:info@elmi-reha.it)

[www.elmi-reha.it](http://www.elmi-reha.it)

*represented by*



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen  
Telefon +41 56 618 32 32 | [BinderRehab.ch](http://BinderRehab.ch)