

culla

Therapie- und Pflegesessel



elmi
reha



culla balance transfer indoor

für den Gebrauch im Innenbereich

culla balance transfer bietet dank der perfekten Passform und der hochwertigen Polsterung in Memory-Schaum optimalen Komfort, ob beim Sitzen, Relaxen oder Liegen. Memory-Schaum ist ein viskos-elastisches Material, das sich aufgrund der Körperwärme verformt und diese Form auch nach der Benutzung für einige Zeit beibehält.

culla balance transfer verfügt über eine abnehmbare, höhenverstellbare Kopfstütze, die eine individuelle Anpassung des Rückenbereiches ermöglicht. Der Schulterbereich ist breiter und bietet dem Benutzer mehr Freiheit. Die Fußstütze ist ergonomisch geformt und bietet somit Unterstützung und Halt für die Unterschenkel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit, da der Körper sich so in einer embryonalen Haltung befindet. Die abnehmbare linke Armlehne ermöglicht einen einfachen und sicheren seitlichen Transfer des Patienten ohne Hilfe von Liftern. Dadurch wird die damit verbundene körperliche Anstrengung der Pfleger vermieden.

erhältlich in der Farbe: taupe/mandarin

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenbreite	53 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Kopfstütze	abnehmbar und höhenverstellbar
Räder	4 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Rolle mit Bremse, 125/30 mm
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Armlehnen	abnehmbare linke Armlehne
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Memory Foam – Report reference: TFFL58877



Elmi GmbH

Handwerkerzone 25
39052 Kaltern (BZ) Italy

Tel: +39 0471 961002

Fax: +39 0471 962374

info@elmi-reha.it

www.elmi-reha.it

represented by



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch