

# culla

*Therapie- und Pflegesessel*



elmi  
reha



# culla balance transfer outdoor

für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

**culla balance transfer** bietet dank der perfekten Passform und Polsterung in Memory-Schaum optimalen Komfort beim Sitzen. Memory-Schaum ist ein viskos-elastisches Material, das sich aufgrund der Körperwärme verformt und diese Form auch nach der Benutzung für einige Zeit beibehält.

**culla balance transfer** verfügt über eine abnehmbare Kopfstütze. Der Schulterbereich ist breiter. Die Fußstütze ist ergonomisch geformt und bietet somit Halt für die Unterschenkel. Die angenehme konkave Form passt sich optimal dem Körper an und bietet Geborgenheit. Die abnehmbare linke Armlehne ermöglicht einen einfachen und sicheren seitlichen Transfer.

**culla balance transfer** ist dank der großen Vollgummireifen 400/40 und der dynamischen Bremse sicher und geeignet für den Einsatz im Freien.

erhältlich in der Farbe: taupe/mandarin

TECHNISCHE DATEN	
gesamte Breite	65 cm
Länge ohne Fußablage	83 cm
Länge mit Fußablage	117 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzhöhe	34 – 66 cm
Rückenbreite	53 cm
Rückenhöhe	76 cm
maximales Patientengewicht	150 kg
Kopfstütze	abnehmbar und höhenverstellbar
Räder	2 Vollgummi-Reifen mit 360° drehender Vorderrolle, 150/30 mm 2 Vollgummi-Hinterreifen, 400/40 mm
Bremse	dynamische Bremsen und Feststellbremse
Rahmen	robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen (FE36)
Armlehnen	abnehmbare linke Armlehne
Neigungsregulierung	durch Gasdruckfeder
Überzug	atmungsaktives PVC-Kunstleder – cotton flame retardant 11M UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175
Polsterung	Memory Foam – Report reference: TFFL58877

# Zubehör



Frottèüberzug waschbar mit 40°  
(art. CC5001)



Infusionsstange inklusive Halterung  
(art. CC5004)



Serviertisch neigbar inklusive Halterung  
(art. CC5003)



Reduktionskissen für Höhe und Tiefe  
(art. CC5006)



**Elmi GmbH**

Handwerkerzone 25  
39052 Kaltern (BZ) Italy

Tel: +39 0471 961002

Fax: +39 0471 962374

[info@elmi-reha.it](mailto:info@elmi-reha.it)

[www.elmi-reha.it](http://www.elmi-reha.it)

*represented by*



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen  
Telefon +41 56 618 32 32 | [BinderRehab.ch](http://BinderRehab.ch)