



E-POWER

Produkte & Sondersteuerungen

iTRAVEL 1.054

HMV-Nr. 18.51.05.3004

NUTZERPROFIL

- ✓ Reisende mit eingeschränkter Mobilität

DER ELEKTRISCHE REISEROLLSTUHL

- Besonders leicht, gerade mal 22 kg
- Seitenteile und Beinstützen klappen mit ein
- Biometrischer Rücken mit mitlaufenden Armlehnen und Beinstützen
- Automatisches Stabilitätsprogramm
- Gehstockhalter Serienmäßig
- Heckantrieb

NEU
mit größerer
9" Bereifung



Komfort-Sitzsystem mit anatomisch geformter modernster Kaltschaumtechnik



Hochklappbare Armlehnen mit Gasdruckfeder für einfachen Personentransfer



Mit einem Handgriff zusammengeklappt



Rückenverstellung



Multifunktionale Sitzeinheit



9" Bereifung verfügbar



Nutzergewicht bis 120 kg



Geringes Leergewicht ab 22 kg



Reichweite bis 17 km